

Set Claviculaplatten 3.5 vws

Variabel Winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.479.00




Art.-Nr. 5.3513.36, links



Art.-Nr. 5.3563.23/1416, rechts



Art.-Nr. 5.3523.08, rechts



Set-Nr. 19.479.00

Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
Variabel winkelstabile laterale Claviculaplatte 3.5; Titan		
5.3503.34	3/4 Loch; 65 x 10 mm; lateral; rechts	1
5.3503.36	3/6 Loch; 82 x 10 mm; lateral; rechts	1
5.3513.34	3/4 Loch; 65 x 10 mm; lateral; links	1
5.3513.36	3/6 Loch; 82 x 10 mm; lateral; links	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Variabel winkelstabile Clavicularschaffplatten 3.5; Titan		
5.3523.08	8 Loch; 99 x 12 mm; rechts	1
5.3523.10	10 Loch; 124 x 12 mm; rechts	1
5.3533.08	8 Loch; 99 x 12 mm; links	1
5.3533.10	10 Loch; 124 x 12 mm; links	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Variabel winkelstabile AC-Gelenkhakenplatte 3.5; Titan		
5.3563.23/1416	ACG-Hakenplatte mit konischem Gewinde 3.5; 2/3 Loch; Stufe 14; Haken 16; rechts; vws; Titan	1
5.3573.23/1416	ACG-Hakenplatte mit konischem Gewinde 3.5; 2/3 Loch; Stufe 14; Haken 16; links; vws; Titan	1

Instrumente		
10.500.27A	Bohrbuchse mit Griff für Kleinfragment; Grifflänge 55 mm	1
2.904.05	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 x 105 mm; Spirallänge 50 mm; 2-lippig	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5 mm; konisch; PPSU	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für winkelstabile Schrauben Ø 3.5 - Ø 4.0 mm; MB 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.01	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment	2
2.977.08	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
		
3.133.10	Länge 10 mm	5
3.133.12	Länge 12 mm	5
3.133.14	Länge 14 mm	5
3.133.16	Länge 16 mm	5
3.133.18	Länge 18 mm	5
3.133.20	Länge 20 mm	5
3.133.22	Länge 22 mm	5
3.133.24	Länge 24 mm	5


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
		
3.132.10	Länge 10 mm	3
3.132.12	Länge 12 mm	3
3.132.14	Länge 14 mm	3
3.132.16	Länge 16 mm	3
3.132.18	Länge 18 mm	3
3.132.20	Länge 20 mm	3

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.477.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate Claviculaplatten	1

Set Claviculaplatten 3.5 vws

Variabel Winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.479.00



Set-Nr. 19.479.00

 Innensechskant

Optional anwendbar:

WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; Titan; TiOB®

- | | |
|-----------|---|
| 5.3802.06 | WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 6 Loch; Länge 80 mm |
| 5.3802.07 | WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 7 Loch; Länge 91 mm |
| 5.3802.08 | WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 8 Loch; Länge 103 mm |

WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; Titan; TiOB®

- | | |
|-----------|---|
| 5.3812.08 | WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 8 Loch; Länge 105 mm |
| 5.3812.09 | WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 9 Loch; Länge 117 mm |
| 5.3812.10 | WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 10 Loch; Länge 128 mm |