

Set Claviculaplatten 3.5

Winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.478.00




Art.-Nr. 5.3502.34, rechts



Art.-Nr. 5.3542.1418, rechts



Art.-Nr. 5.3522.08, rechts



Set-Nr. 19.478.00

Innensechskant

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--|---------------------------------------|-------|
| Implantate - Platten | | |
| Winkelstabile laterale Claviculaplatte 3.5; Titan | | |
| 5.3502.34 | 3/4 Loch; 65 x 10 mm; lateral; rechts | 1 |
| 5.3502.36 | 3/6 Loch; 82 x 10 mm; lateral; rechts | 1 |
| 5.3512.34 | 3/4 Loch; 65 x 10 mm; lateral; links | 1 |
| 5.3512.36 | 3/6 Loch; 82 x 10 mm; lateral; links | 1 |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Winkelstabile Clavículaschaftplatten 3.5; Titan | | |
| 5.3522.08 | 8 Loch; 99 x 12 mm; rechts | 1 |
| 5.3522.10 | 10 Loch; 124 x 12 mm; rechts | 1 |
| 5.3532.08 | 8 Loch; 99 x 12 mm; links | 1 |
| 5.3532.10 | 10 Loch; 124 x 12 mm; links | 1 |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| AC-Gelenkshakenplatte mit konischem Gewinde 3.5; Titan | | |
| 5.3542.1418 | Stufe 14; Haken 18; rechts | 1 |
| 5.3542.1818 | Stufe 18; Haken 18; rechts | 1 |
| 5.3552.1418 | Stufe 14; Haken 18; links | 1 |
| 5.3552.1818 | Stufe 18; Haken 18; links | 1 |

| Instrumente | | |
|--------------------|--|---|
| 10.500.27A | Bohrbuchse mit Griff für Kleinfragment; Grifflänge 55 mm | 1 |
| 2.904.05 | Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 x 105 mm; Spirallänge 50 mm; 2-lippig | 1 |
| 2.9406.25 | Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5 mm; konisch; PPSU | 1 |
| 2.953.60 | Messgerät mit Haken für winkelstabile Schrauben Ø 3.5 - Ø 4.0 mm; MB 60 mm | 1 |
| 2.954.01 | Selbsthaltende Schraubenpinzette | 1 |
| 2.977.01 | Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment | 2 |
| 10.520.30 * | Doppelbohrbuchse mit Feder; Ø 2.5 mm/Ø 3.5 mm | |

* optional

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--|-------------|-------|
| Implantate - Schrauben | | |
| winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan | | |
|  | | |
|  | | |
| 3.133.10 | Länge 10 mm | 5 |
| 3.133.12 | Länge 12 mm | 5 |
| 3.133.14 | Länge 14 mm | 5 |
| 3.133.16 | Länge 16 mm | 5 |
| 3.133.18 | Länge 18 mm | 5 |
| 3.133.20 | Länge 20 mm | 5 |
| 3.133.22 | Länge 22 mm | 5 |
| 3.133.24 | Länge 24 mm | 5 |


| | | |
|---|-------------|---|
| Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan | | |
|  | | |
|  | | |
| 3.132.10 | Länge 10 mm | 3 |
| 3.132.12 | Länge 12 mm | 3 |
| 3.132.14 | Länge 14 mm | 3 |
| 3.132.16 | Länge 16 mm | 3 |
| 3.132.18 | Länge 18 mm | 3 |
| 3.132.20 | Länge 20 mm | 3 |

| Drähte | | |
|---------------|---|---|
| 6.031.16 | Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø1.6 x 150 mm; Stahl | 5 |

| Siebkorb | | |
|-----------------|--|---|
| 19.477.00 | Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate Claviculaplatten | 1 |

Set Claviculaplatten 3.5

Winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.478.00



Set-Nr. 19.478.00

 Innensechskant