

Set Claviculaplatten 3.5

Winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.478.00




Art.-Nr. 5.3502.34, rechts



Art.-Nr. 5.3542.1418, rechts



Art.-Nr. 5.3522.08, rechts



Set-Nr. 19.478.00

Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
Winkelstabile laterale Claviculaplatte 3.5; Titan		
5.3502.34	3/4 Loch; 65 x 10 mm; lateral; rechts	1
5.3502.36	3/6 Loch; 82 x 10 mm; lateral; rechts	1
5.3512.34	3/4 Loch; 65 x 10 mm; lateral; links	1
5.3512.36	3/6 Loch; 82 x 10 mm; lateral; links	1

Winkelstabile Clavículaschaftplatten 3.5; Titan		
5.3522.08	8 Loch; 99 x 12 mm; rechts	1
5.3522.10	10 Loch; 124 x 12 mm; rechts	1
5.3532.08	8 Loch; 99 x 12 mm; links	1
5.3532.10	10 Loch; 124 x 12 mm; links	1

AC-Gelenkshakenplatte mit konischem Gewinde 3.5; Titan		
5.3542.1418	Stufe 14; Haken 18; rechts	1
5.3542.1818	Stufe 18; Haken 18; rechts	1
5.3552.1418	Stufe 14; Haken 18; links	1
5.3552.1818	Stufe 18; Haken 18; links	1

Instrumente		
10.500.27A	Bohrbuchse mit Griff für Kleinfragment; Grifflänge 55 mm	1
2.904.05	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 x 105 mm; Spirallänge 50 mm; 2-lippig	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SV 2.5 mm; konisch; PPSU	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für winkelstabile Schrauben Ø 3.5 - Ø 4.0 mm; MB 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.01	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment	2
10.520.30 *	Doppelbohrbuchse mit Feder; Ø 2.5 mm/Ø 3.5 mm	

* optional

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
3.133.10	Länge 10 mm	5
3.133.12	Länge 12 mm	5
3.133.14	Länge 14 mm	5
3.133.16	Länge 16 mm	5
3.133.18	Länge 18 mm	5
3.133.20	Länge 20 mm	5
3.133.22	Länge 22 mm	5
3.133.24	Länge 24 mm	5


Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
3.132.10	Länge 10 mm	3
3.132.12	Länge 12 mm	3
3.132.14	Länge 14 mm	3
3.132.16	Länge 16 mm	3
3.132.18	Länge 18 mm	3
3.132.20	Länge 20 mm	3

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø1.6 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.477.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate Claviculaplatten	1

Set Claviculaplatten 3.5

Winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.478.00



Set-Nr. 19.478.00

 Innensechskant

Optional anwendbar:

WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; Titan; TiOB®

- | | |
|-----------|---|
| 5.3802.06 | WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 6 Loch; Länge 80 mm |
| 5.3802.07 | WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 7 Loch; Länge 91 mm |
| 5.3802.08 | WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 8 Loch; Länge 103 mm |

WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; Titan; TiOB®

- | | |
|-----------|---|
| 5.3812.08 | WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 8 Loch; Länge 105 mm |
| 5.3812.09 | WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 9 Loch; Länge 117 mm |
| 5.3812.10 | WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 10 Loch; Länge 128 mm |



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf

Fon +49 36738 498 - 550
Fax +49 36738 498 - 559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

HeBo I Edition 02b | 2020-08
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.