


# Set DENS-Axis-Verschraubung ISK

Titan; Set.Nr. 19.380.10



Art.-Nr. 3.123.44



Set.Nr. 19.380.10 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
<b>Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db; Titan</b>		
3.123.32	Länge 32 mm; Gewinde 6	2
3.123.34	Länge 34 mm; Gewinde 6	2
3.123.36	Länge 36 mm; Gewinde 6	2
3.123.38	Länge 38 mm; Gewinde 6	2
3.123.40	Länge 40 mm; Gewinde 6	2
3.123.42	Länge 42 mm; Gewinde 6	2
3.123.44	Länge 44 mm; Gewinde 6	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
10.266.01	Vorbohrer mit Griff und Fräskopf; Ø 2.1 mm x 352 mm; Fräser Ø 3.0 mm; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm	1
10.266.02	Sechskantschraubendreher mit Griff; SW 2; Länge 350 mm; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm	1
10.266.03	Doppelbohr- und Gewebeschutzhülse; Ø 7.0 mm x 140 mm; Innen Ø 4.2 mm	1
10.266.034	Hülsen für Doppelbohrbuchse	2
10.266.04	Messstab für 10.266.03	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenzinsetze	1

#### Optional erhältlich:

3.123.20	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.22	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.24	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.26	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.28	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db
3.123.30	Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db

<b>Drähte</b>		
2.984.12/400	Führungsdraht; Ø 1.2 mm x 400 mm; Gewinde 10; Stahl	5

<b>Siebkorb</b>		
19.381.10	Siebkorb mit Einsatz für Dens-Verschraubung	1

#### Hinweis für Siebkörbe mit POM C natur- Blöcken

Siebkorbnummer 19.3811.10  
Set-Nummer 19.3801.10

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

StZi | Edition 03 | 2023-02  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

