


Set LC-Titanband

mit Schnalle; 2 Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.519.00



Art.-Nr. 10.271.20



Set-Nr. 19.519.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate		
LC-Titanband mit Schnalle		
7.440.01	8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Siebkorb		
19.519.10	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente Titanband	1

Instrumente		
10.271.11/65	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 65 mm; L 225 mm	1
10.271.12/65	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 65 mm; L 185 mm	1
10.271.11/45	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 45 mm; L 205 mm	1
10.271.12/45	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 45 mm; L 175 mm	1
10.307.03	Griffstück mit 1/4"-Kupplung; Ln 162	1
10.271.20	Universalspanngerät für Bänder bis 8 mm x 0.4 mm/Seile bis Ø2 mm; L220 mm	1
10.271.03	Stößel f.LC-Titanband 8.0 mm x 0.4 mm; 1/4"-Kupplung; L 125 mm	1
10.271.05	Kraftschneider für LC-Titanband 8.0 mm x 0.4 mm; L 260 mm	1
2.975.03	Hammer aus Metall; 300 g schwer	1

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de



Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 04 | 2023-12
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set LC-Titanband

mit Schnalle; 2 Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.519.00



Set-Nr. 19.519.00
2 Ebenen-Ansicht