

# Set LC-Titanband T

mit Schnalle; 2 Ebenen; Titan


nicht steril verpackt Set-Nr. 19.519.00



Art.-Nr. 10.271.20  
Art.-Nr. 7.440.01  
Art.-Nr. S7.440.01



Art.-Nr. 10.271.20/01



Set-Nr. 19.519.00  
nicht steril verpackt

Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
<b>Implantate</b>			
<b>LC-Titanband</b>			
7.440.01	S7.440.01	LC-Titanband mit Schnalle; 8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm	4

<b>Instrumente</b>			
10.271.11/65	–	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 65 mm; Länge 225 mm	1
10.271.12/65	–	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 65 mm; Länge 185 mm	1
10.271.11/45	–	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 45 mm; Länge 205 mm	1
10.271.12/45	–	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 45 mm; Länge 175 mm	1
10.307.03	–	Griffstück mit 1/4"-Kupplung; Länge 162 mm	1
10.271.20	–	Universalspanngerät für Bänder bis 8.0 mm x 0.4 mm	1
10.271.03	–	Stößel für LC-Titanband 8.0 mm x 0.4 mm; 1/4"-Kupplung; Länge 125 mm	1
10.271.05	–	Kraftschneider für LC-Titanband 8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm	1
2.975.03	–	Hammer aus Metall; 300 g schwer	1

<b>Siebkorb</b>			
19.519.10	–	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente Titanband	1


<b>Optional</b>			
10.271.20/01	–	Aufsatz für Spindelgriff für Universalspanngerät für Bänder bis 8.0 mm x 0.4 mm	1

---

## Set LC-Titanband T

mit Schnalle; 2 Ebenen; Titan  
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.519.00

---



Set-Nr. 19.519.00  
nicht steril verpackt