

Set Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Titan; Set-Nr. 19.117.30



Art.-Nr. 5.08373.03



Art.-Nr. 5.08473.03



Art.-Nr. 5.08373.04





Art.-Nr. 5.08473.04




Set-Nr. 19.117.30 **TOBI**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws schmal; Titan		
5.08373.03	7/3 Loch; 23 x 50 mm; links	1
5.08373.04	7/4 Loch; 23 x 59 mm; links	1
5.08473.03	7/3 Loch; 23 x 50 mm; rechts	1
5.08473.04	7/4 Loch; 23 x 59 mm; rechts	1

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
TOBI		
3.2224.12	Länge 12 mm	5
3.2224.14	Länge 14 mm	5
3.2224.16	Länge 16 mm	5
3.2224.18	Länge 18 mm	5
3.2224.20	Länge 20 mm	5

Winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
TOBI		
3.2124.12	Länge 12 mm	5
3.2124.14	Länge 14 mm	5
3.2124.16	Länge 16 mm	5
3.2124.18	Länge 18 mm	5
3.2124.20	Länge 20 mm	5
3.2124.22	Länge 22 mm	5
3.2124.24	Länge 24 mm	5
3.2124.26	Länge 26 mm	5
3.2124.28	Länge 28 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Pins		
Pin 1.8 ws ISR8 winkelstabil; Titan		
		
TOBI		
3.2324.16	Länge 16 mm	3
3.2324.18	Länge 18 mm	3
3.2324.20	Länge 20 mm	3
3.2324.22	Länge 22 mm	3
3.2324.24	Länge 24 mm	3
3.2324.26	Länge 26 mm	3
3.2324.28	Länge 28 mm	3

Instrumente		
2.904.33	Spiralbohrer für SK; Ø 1.8 x 105 mm; Spl 30; 2-lippig	1
2.953.24	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.4; MB 60	1
2.9778.24	Bohrbuchse ws für Bohrer 1.8 skaliert; TOBI®-Drive B8; Ln44; Stainless Steel	2
2.9286.08	Schraubendreher für TOBI®-Drive B8 PPSU-Griff; Ln 187	1
10.500.24	Kombibohrbuchse mit Griff für Verschraubung 2.4; L 45	1

Drähte		
6.031.15	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.5 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.118.20	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Radius-Set 2.4	1

Set Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Titan; Set-Nr. 19.117.30



Set-Nr. 19.117.30 **TOBI**

Hinweis: Für die Schrauben mit TOBI®-Drive B8 darf nur der zugehörige Schraubendreher mit der entsprechenden Klinge für TOBI®-Drive B8 (Art.-Nr. 2.9286.08) verwendet werden.

