

# Set Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Titan; Set-Nr. 19.117.30



Art.-Nr. 5.08473.03



Art.-Nr. 5.08473.04



Art.-Nr. 5.08373.03





Art.-Nr. 5.08373.04




Set-Nr. 19.117.30 **TOBI**

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                  | Menge |
|---|------------------------------|-------|
| <b>Implantate – Platten</b>                                 |                              |       |
| <b>Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws schmal; Titan</b> |                              |       |
| 5.08373.03  | 7/3 Loch; 23 x 50 mm; links  | 1     |
| 5.08373.04  | 7/4 Loch; 23 x 59 mm; links  | 1     |
| 5.08473.03  | 7/3 Loch; 23 x 50 mm; rechts | 1     |
| 5.08473.04  | 7/4 Loch; 23 x 59 mm; rechts | 1     |

| <b>Implantate – Schrauben</b>   |             |   |
|---|-------------|---|
| <b>Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b>       |             |   |
|  <b>TOBI</b> |             |   |
| 3.2224.12   | Länge 12 mm | 5 |
| 3.2224.14   | Länge 14 mm | 5 |
| 3.2224.16   | Länge 16 mm | 5 |
| 3.2224.18   | Länge 18 mm | 5 |
| 3.2224.20   | Länge 20 mm | 5 |

| <b>Winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b> |             |   |
|---|-------------|---|
|  <b>TOBI</b>         |             |   |
| 3.2124.12   | Länge 12 mm | 5 |
| 3.2124.14   | Länge 14 mm | 5 |
| 3.2124.16   | Länge 16 mm | 5 |
| 3.2124.18   | Länge 18 mm | 5 |
| 3.2124.20   | Länge 20 mm | 5 |
| 3.2124.22   | Länge 22 mm | 5 |
| 3.2124.24   | Länge 24 mm | 5 |
| 3.2124.26   | Länge 26 mm | 5 |
| 3.2124.28   | Länge 28 mm | 5 |

| Art.-Nr.  | Bezeichnung | Menge |
|---|-------------|-------|
| <b>Implantate – Pins</b>  |             |       |
| <b>Winkelstabile Pins Ø 1.8 mm mit TOBI®-Drive B8; Titan</b>                                    |             |       |
|  <b>TOBI</b> |             |       |
| 3.2324.16   | Länge 16 mm | 3     |
| 3.2324.18   | Länge 18 mm | 3     |
| 3.2324.20   | Länge 20 mm | 3     |
| 3.2324.22   | Länge 22 mm | 3     |
| 3.2324.24   | Länge 24 mm | 3     |
| 3.2324.26   | Länge 26 mm | 3     |
| 3.2324.28   | Länge 28 mm | 3     |

| <b>Instrumente</b> |  |   |
|--------------------|--|---|
| 2.904.33           | Spiralbohrer für SK; Ø 1.8 x 105 mm; Spl 30; 2-lippig                        | 1 |
| 2.953.24           | Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.4; MB 60                               | 1 |
| 2.9778.24          | Bohrbuchse ws für Bohrer 1.8 skaliert; TOBI®-Drive B8; Ln44; Stainless Steel | 2 |
| 2.9286.08          | Schraubendreher für TOBI®-Drive B8 PPSU-Griff; Ln 187                        | 1 |
| 10.500.24          | Kombibohrbuchse mit Griff für Verschraubung 2.4; L 45                        | 1 |

| <b>Drähte</b> |  |   |
|---------------|--|---|
| 6.031.15      | Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.5 x 150 mm; Stahl | 5 |

| <b>Siebkorb</b> |  |   |
|-----------------|--|---|
| 19.118.20       | Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Radius-Set 2.4 | 1 |

# Set Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Titan; Set-Nr. 19.117.30



Set-Nr. 19.117.30 **TOBI**

**Hinweis:** Für die Schrauben mit TOBI®-Drive B8 darf nur der zugehörige Schraubendreher mit der entsprechenden Klinge für TOBI®-Drive B8 (Art.-Nr. 2.9286.08) verwendet werden.