


# Set Distale Radiusplatte 2.4 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Titan; Set-Nr. 19.117.20



Art.-Nr. 5.08173.06

Art.-Nr. 5.08193.06



Art.-Nr. 5.08273.06

Art.-Nr. 5.08293.06



Set-Nr. 19.117.20 **TOBI**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Platten</b>		
<b>Variabel winkelstabile distale Radiusplatten 2.4; Titan</b>		
5.08173.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/3 Loch; 23x55mm; schmal; vws; links	1
5.08173.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/4 Loch; 23x63mm; schmal; vws; links	1
5.08273.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/3 Loch; 23x55mm; schmal; vws; rechts	1
5.08273.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/4 Loch; 23x63mm; schmal; vws; rechts	1

5.08193.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/3 Loch; 28x55mm; breit; vws; links	1
5.08193.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/4 Loch; 28x63mm; breit; vws; links	1
5.08293.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/3 Loch; 28x55mm; breit; vws; rechts	1
5.08293.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/4 Loch; 28x63mm; breit; vws; rechts	1

<b>Instrumente</b>		
2.904.33	Spiralbohrer f.SK;Ø1.8x105;Spl30;2-lippig	1
2.953.24	Messgerät m.Haken f.SchraubenØ2,4;MB 60	1
2.9778.24	Bohrbuchse ws für Bohrer 1.8 skaliert;TOBI®-Drive B8;Ln44; Stainless Steel	2
2.9286.08	Schraubendreher für TOBI®-Drive B8 PPSU-Griff; Ln 187	1
10.500.24	Kombibohrbuchse m. Griff f. Verschraubung 2.4,L 45	1

<b>Drähte</b>		
6.031.15	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.5 mm x 150 mm; Stahl	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Schrauben</b>		
<b>Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive B8; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b>		
3.2224.12	Länge 12 mm	5
3.2224.14	Länge 14 mm	5
3.2224.16	Länge 16 mm	5
3.2224.18	Länge 18 mm	5
3.2224.20	Länge 20 mm	5

<b>Winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive B8; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b>		
3.2124.12	Länge 12 mm	5
3.2124.14	Länge 14 mm	5
3.2124.16	Länge 16 mm	5
3.2124.18	Länge 18 mm	5
3.2124.20	Länge 20 mm	5
3.2124.22	Länge 22 mm	5
3.2124.24	Länge 24 mm	5
3.2124.26	Länge 26 mm	5
3.2124.28	Länge 28 mm	5

<b>Winkelstabile Pins Ø 1.8 mm mit TOBI®-Drive B8; Titan</b>		
3.2324.16	Länge 16 mm	3
3.2324.18	Länge 18 mm	3
3.2324.20	Länge 20 mm	3
3.2324.22	Länge 22 mm	3
3.2324.24	Länge 24 mm	3
3.2324.26	Länge 26 mm	3
3.2324.28	Länge 28 mm	3

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

# Set Distale Radiusplatte 2.4 vws


variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm mit TOBI®-Drive; Titan; Set-Nr. 19.117.20

## Siebkorb

19.118.20

Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate  
Radius-Set 2.4

1



Set-Nr. 19.117.20 **TOBI**

**Hinweis:** Für die Schrauben mit TOBI®-Drive B8 darf nur der zugehörige Schraubendreher mit der entsprechenden Klinge für TOBI®-Drive B8 (Art.-Nr. 2.9286.08) verwendet werden.

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

SiZi | Edition 01 | 2023-07  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.