

Erweiterungsset für TIS™-Schrauben STERIL

selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.681.00/IPS



Art-Nr. 3.530.135



Art-Nr. 3.531.135

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
TIS™-Schraube; Vollgewinde; Ø 7.5 mm; Innen Ø 2.9 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S3.530.135	Länge 135 mm	1
S3.530.140	Länge 140 mm	1
S3.530.145	Länge 145 mm	1
S3.530.150	Länge 150 mm	1
S3.530.155	Länge 155 mm	1
S3.530.160	Länge 160 mm	1
S3.530.165	Länge 165 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
TIS™-Schraube; Gewinde 32 mm; Ø 7.5 mm; Innen Ø 2.9 mm; selbstschneidend; rückschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S3.531.135	Länge 135 mm	1

Kombinierbar mit: 19.075.001 TIS-Schraube 7.5 ss ISK INSTRUMENTE
 19.681.00 TIS-Schrauben 7.5 ss ISK T SET

Information

Der Name TIS™ leitet sich aus der Bezeichnung „Transiliosakralschraube“ ab. Produkte mit dem Zusatz „™“ sind Markenzeichen von Königsee Implantate GmbH.

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
 OT Aschau | Am Sand 4
 07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
 Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
 0800 2233990


Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

AnSp | Edition 01 | 2021-09
 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Erweiterungsset für TIS™-Schrauben STERIL

selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.681.00/1PS

01	REF 01.530.140 TIS-Schraube 7,5 ss sb 135 mm	02
03	REF 01.530.140 TIS-Schraube 7,5 ss sb 140 mm	04
05	REF 01.530.145 TIS-Schraube 7,5 ss sb 145 mm	06
07	REF 01.530.150 TIS-Schraube 7,5 ss sb 150 mm	08
09	REF 01.530.155 TIS-Schraube 7,5 ss sb 155 mm	10
11	REF 01.530.160 TIS-Schraube 7,5 ss sb 160 mm	12
13	REF 01.530.165 TIS-Schraube 7,5 ss sb 165 mm	14
15	REF 01.530.175 TIS-Schraube 7,5 Gewinde 32 ss rs sb 135 mm	16
17		18
19		20
21		22
		24



 Datenlogger

Set-Nr. 19.681.00/1PS