

Set TIS™-Schrauben STERIL

selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.681.00PS+



Art.-Nr. 3.530.90



Art.-Nr. 3.531.90

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
TIS™-Schraube; Vollgewinde; Ø 7.5 mm; Innen Ø 2.9 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S3.530.50	Länge 50 mm	2
S3.530.55	Länge 55 mm	2
S3.530.60	Länge 60 mm	2
S3.530.65	Länge 65 mm	2
S3.530.70	Länge 70 mm	2
S3.530.75	Länge 75 mm	2
S3.530.80	Länge 80 mm	2
S3.530.85	Länge 85 mm	2
S3.530.90	Länge 90 mm	2
S3.530.95	Länge 95 mm	2
S3.530.100	Länge 100 mm	2
S3.530.105	Länge 105 mm	2
S3.530.110	Länge 110 mm	2
S3.530.115	Länge 115 mm	2
S3.530.120	Länge 120 mm	2
S3.530.125	Länge 125 mm	2
S3.530.130	Länge 130 mm	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
TIS™-Schraube; Gewinde 32 mm; Ø 7.5 mm; Innen Ø 2.9 mm; selbstschneidend; rückschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S3.531.50	Länge 50 mm	2
S3.531.55	Länge 55 mm	2
S3.531.60	Länge 60 mm	2
S3.531.65	Länge 65 mm	2
S3.531.70	Länge 70 mm	2
S3.531.75	Länge 75 mm	2
S3.531.80	Länge 80 mm	2
S3.531.85	Länge 85 mm	2
S3.531.90	Länge 90 mm	2
S3.531.95	Länge 95 mm	2
S3.531.100	Länge 100 mm	2
S3.531.105	Länge 105 mm	2
S3.531.110	Länge 110 mm	2
S3.531.115	Länge 115 mm	2
S3.531.120	Länge 120 mm	2
S3.531.125	Länge 125 mm	2
S3.531.130	Länge 130 mm	2

Kombinierbar mit: 19.681.00I 19.681.00

Information

Der Name TIS™ leitet sich aus der Bezeichnung „Transiliosakralschraube“ ab. Produkte mit dem Zusatz „™“ sind Markenzeichen von Königsee Implantate GmbH.

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

DaTi | Edition 01 | 2020-04
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set TIS™-Schrauben STERIL

selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.681.00PS+

02