

# Set TIS™-Schrauben


mit Instrumenten; TiOB; Titan; Set-Nr. 19.681.00



Art.-Nr. 3.531.90



Art.-Nr. 3.530.90



Set-Nr. 19.681.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Schrauben</b>		
TIS™-Schrauben; Vollgewinde; Ø 7.5 mm, Innen Ø 2.9 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; Titan		
3.530.50	Länge 50 mm	2
3.530.55	Länge 55 mm	2
3.530.60	Länge 60 mm	2
3.530.65	Länge 65 mm	2
3.530.70	Länge 70 mm	2
3.530.75	Länge 75 mm	2
3.530.80	Länge 80 mm	2
3.530.85	Länge 85 mm	2
3.530.90	Länge 90 mm	2
3.530.95	Länge 95 mm	2
3.530.100	Länge 100 mm	2
3.530.105	Länge 105 mm	2
3.530.110	Länge 110 mm	2
3.530.115	Länge 115 mm	2
3.530.120	Länge 120 mm	2
3.530.125	Länge 125 mm	2
3.530.130	Länge 130 mm	2

<b>Instrumente</b>		
2.908.50	Spiralbohrer Kupplung 5.0; Spirale 55; 4-lippig; L300; DB2.9	1
2.9435.75	Sechskantschraubendreher m. Griff f. Ø7.5; db; IØ2.9; SW4; L 324mm	1
2.952.200	Messstab f. durchbohrte Schrauben Ø7.5; MB 200; L 275mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Schrauben</b>		
TIS™-Schrauben; Gewinde 32 mm; Ø 7.5 mm, Innen Ø 2.9 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; rückschneidend; Titan		
3.531.50	Länge 50 mm	2
3.531.55	Länge 55 mm	2
3.531.60	Länge 60 mm	2
3.531.65	Länge 65 mm	2
3.531.70	Länge 70 mm	2
3.531.75	Länge 75 mm	2
3.531.80	Länge 80 mm	2
3.531.85	Länge 85 mm	2
3.531.90	Länge 90 mm	2
3.531.95	Länge 95 mm	2
3.531.100	Länge 100 mm	2
3.531.105	Länge 105 mm	2
3.531.110	Länge 110 mm	2
3.531.115	Länge 115 mm	2
3.531.120	Länge 120 mm	2
3.531.125	Länge 125 mm	2
3.531.130	Länge 130 mm	2

<b>Implantate – Unterlegscheibe</b>		
3.200.04	Unterlegscheibe; AØ 16/IØ 6,7; T	5

<b>Drähte</b>		
2.980.28	Führungsdraht; Ø2,8x300; Gew. 5; S	5

# Set TIS™-Schrauben


mit Instrumenten; TiOB; Titan; Set-Nr. 19.681.00

## Siebkorb

19.680.00

Siebkorb m.Einsatz für Instr.u.  
TIS-Schrauben Ø7.5

1



Set Art.-Nr. 19.681.00

### Information:

Der Name TIS™ leitet sich aus der Bezeichnung „Transiliosakralschraube“ ab. Produkte mit dem Zusatz „™“ sind Markenzeichen von Königsee Implantate GmbH. TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

AnSp | Edition 04 | 2021-04  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.