

# TIBIAKOPFPLATTEN

Sortiment in Titan



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für

## TIBIAKOPFPLATTEN

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



## Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)



Copyright © Königsee Implantate GmbH/DaTi | Edition 01 | 2020-09

## HTO\*-Platte

Winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für winkelstabile Schrauben Ø 4.5/6.0 mm; Breite 16.8 mm; Titan  
\*High Tibia Osteotomy



- 3/4 Loch
- Länge 63 mm
- rechts | links



- 3/7 Loch
- Länge 93 mm
- rechts | links

### HTO Abstandshalter

Breite 8 mm  
Höhen 5 – 15 mm  
Titan



### HTO Schraube für Abstandshalter;


M 4 x 9 mm; SW 2.5;  
Titan



Spongiaschraube 6.0  
winkelstabil; Vollgewinde;  
selbstschneidend; Titan



Kortikalisschraube 4.5  
Vollgewinde; selbstschneidend; Titan



## VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm;  
für Schrauben Ø 4.0 mm; Breite 14 mm; Titan



- schmal**
- 6 Kopflöcher
  - Schaftlöcher 4 | 8
  - Länge 88 | 140 mm



- breit**
- 7 Kopflöcher
  - Schaftlöcher 4 | 8
  - Länge 88 | 140 mm



## Mediale Tibiakopfplatte

Winkelstabil; Plattenstärke 4.5 mm; für Schrauben  
Ø 4.5/5.5/6.0 mm; 3 Kopflöcher; Breite 14 mm; Titan



- 4 – 18 Schaftlöcher
- Länge 77 – 301 mm
- links



- 4 – 18 Loch
- Länge 77 – 301 mm
- rechts



Mediale Tibiakopfplatte

T-Tibiakopfplatte

L-Tibiakopfplatte

## T-Tibiakopfplatte\*<sup>2</sup>

Winkelstabil; Plattenstärke 4.5 mm; für Schrauben  
Ø 4.5/6.0 mm; 4 Kopflöcher; Breite 14 mm; Titan



- 2 – 16 Schaftlöcher
- Länge 65 – 287 mm
- links



- 2 – 16 Schaftlöcher
- Länge 65 – 287 mm
- rechts

## L-Tibiakopfplatte\*<sup>2</sup>

Winkelstabil; Plattenstärke 4.5 mm; für Schrauben  
Ø 4.5/6.0 mm; 4 Kopflöcher; Breite 14 mm; Titan



- 3 – 16 Schaftlöcher
- Länge 79 – 287 mm
- links



- 3 – 16 Schaftlöcher
- Länge 79 – 287 mm
- rechts


\*<sup>2</sup>Diese Platten sind auch  
in Stahl erhältlich

**Information** Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

### Kortikalisschraube 4.0

winkelstabil; Vollgewinde;  
selbstschneidend;  
Innensechsrund 15; Titan

★ Innensechsrund



### SCHRAUBEN FÜR TIBIAKOPFPLATTEN GROßFRAGMENT IM SET

Spongiosaschraube 6.0  
winkelstabil; Vollgewinde;  
selbstschneidend; Titan

◆ Innensechskant



Kortikalisschraube 4.5  
Vollgewinde; selbst-  
schneidend; Titan

◆ Innensechskant



Kortikalisschraube 4.5  
winkelstabil; Vollgewinde  
selbstschneidend; Titan

◆ Innensechskant

