

Set Instrumente VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0 mm; Set-Nr. 19.563.001



Set-Nr. 19.563.001  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.977.17	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 4.0; Länge 68 mm	1
2.950.150	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; Länge 150 mm; MB 80 mm	1
2.906.40	Vorbohrer SK 3.0; BL 60 mm; DB 1.8; skaliert; Länge 100 mm	1
2.9436.40	Sechskantschraubendreher mit Griff für Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; db; IØ 1.7 mm; SW 2.5; Länge 215 mm	1
2.977.16	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 4.0; Länge 68 mm	2
2.904.25	Spiralbohrer SK 3.0; Spirale 60; 2-lippig; Länge 55 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.977.14	Bohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung 2.0; Länge 45 mm	1
2.953.65	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; Messbereich 60 mm	1

Drähte		
2.982.16	Führungsdraht; Ø 1.6 x 150 mm; Gewinde 10; Stahl	5
6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.562.00	Siebkorb mit Einsatz für VaWiKo® EPI-Platte und Instrumente	1