


Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK INSTRUMENTE

für Schrauben Ø 4.0 mm

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.563.00I



 Innensechskant
Set-Nr. 19.563.00I
nicht steril verpackt

Instrumente im Set nicht steril verpackt Set-Nr. 19.563.00I

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
2.977.21	—	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 4.0 mm; für Bohrer Ø 3.0 mm; Länge 68 mm	1
10.940.03	—	Bohrbuchse für Bohrbuchsensystem 10.940.00; für durchbohrte Schrauben Ø 4.0 mm; AußenØ 3.2 mm; InnenØ 1.9 mm	1
2.950.150	—	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 2.7 mm – 4.0 mm; Länge 150 mm; Messbereich 80 mm	1
2.906.40	S2.906.40	Vorbohrer für Schnellkupplung 3.0 mm; Bohrlänge 60 mm; durchbohrt; InnenØ 1.8 mm; skaliert; Länge 100 mm	1
2.9436.40	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Ø 2.7 mm – 4.0 mm; durchbohrt; InnenØ 1.7 mm; Schlüsselweite 2.5 mm; Länge 215 mm	1
2.977.16	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 4.0 mm; für Bohrer Ø 3.0 mm; Länge 68 mm	2
2.904.25	S.2.904.25	Spiralbohrer für Schnellkupplung 3.0 mm; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 155 mm	1
2.977.14	—	Bohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung 2.0 mm; für Bohrer Ø 1.5 mm; Länge 45 mm	1
2.953.65	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; Messbereich 60 mm	1


Drähte			
2.982.16	—	Führungsdraht; Ø 1.6 mm x 150 mm; Gewinde 10 mm; Stahl	5
6.031.10	S.6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb			
19.562.00	—	Siebkorb mit Einsatz für VaWiKo® EPI-Platte und Instrumente	1

Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK INSTRUMENTE

für Schrauben Ø 4.0 mm

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.563.001



 Innensechskant
Set-Nr. 19.563.001
nicht steril verpackt

Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

