

Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T STERIL

variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.563.00PS+



Art.-Nr. 5.6983.2122



Art.-Nr. 5.6983.2160





mit Kralle



ohne Kralle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
VaWiKo® EPI-Platte; Titan; TiOB®; steril verpackt		
S5.6983.2122	Lochabstand 12; 2 Krallen	2
S5.6983.2162	Lochabstand 16; 2 Krallen	2
S5.6983.2120	Lochabstand 12; ohne Krallen	2
S5.6983.2160	Lochabstand 16; ohne Krallen	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 4.0; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
	 Innensechskant	
S3.148.22	Länge 22 mm	4
S3.148.26	Länge 26 mm	4
S3.148.30	Länge 30 mm	4
S3.148.36	Länge 36 mm	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb; Vollgewinde; selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB® steril verpackt		
	 Innensechskant	
S3.445.22	Länge 22 mm	4
S3.445.26	Länge 26 mm	4
S3.445.30	Länge 30 mm	4
S3.445.36	Länge 36 mm	4

Kombinierbar mit:

19.563.001

19.563.00

Information

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

DaTi | Edition 01 | 2021-04
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T STERIL

variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.563.00PS+

REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 01	REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 02	REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 03	REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 04	REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 05
REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 06	REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 07	REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 08	REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 09	REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 10
REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 11	REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 12	REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 13	REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 14	REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 15
REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 16	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 17	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 18	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 19	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 20
REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 21	REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 22	REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 23	REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 24	REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 25
REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 26	REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 27	REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 28	REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 29	REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 30
REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 31	REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
REF S5.6983.2162 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm 46Uni	47	REF S5.6983.2162 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm Uni48	REF S5.6983.2122 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm 49Uni	50
REF S5.6983.2122 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm 51Uni	52	REF S5.6983.2120 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm Uni53	REF S5.6983.2120 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm 54Uni	55
REF S5.6983.2160 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm 56Uni	57	REF S5.6983.2160 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm Uni8	59	60

Set-Nr. 19.117.00PS

 Königsee
Implantate