

# Set Vorfußplatten 2.7 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; Titan; Set-Nr. 19.523.00



Art.-Nr. 5.2803.18



Art.-Nr. 5.2803.20d




Art.-Nr. 5.2843.18



Art.-Nr. 5.2843.37K



Art.-Nr. 5.2793.41L



Set-Nr. 19.523.00 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
5.2803.18	Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 4 Loch; 16 x 18 mm; Steg 1.5 mm; vws; Titan	1
5.2803.20d	Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 4 Loch; 18 x 20 mm; Steg 1.0 mm; vws; Titan	1
5.2843.18	Gerade Platte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 2 Loch; 18 x 8.0 mm; vws; Titan	1
5.2843.37K	Gerade Platte mit konischem Gewinde und 1 DC-Loch Ø 2.7 mm; 4 Loch; 37 x 8.0 mm; vws; Titan	1
5.2793.41R	MTP-Arthrodesenplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 6 Loch; Länge 41 mm; vws; Titan; rechts	1
5.2793.41L	MTP-Arthrodesenplatte mit konischem Gewinde 2.7; 6 Loch; Länge 41 mm; links; variabel winkelstabil; Titan	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
2.904.04	Spiralbohrer für SK; Ø 2.0 x 125 mm; Spirallänge 30 mm; 2-lippig	1
2.977.10	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; MF	1
2.977.11	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2.7; Länge 44 mm	2
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 – Ø 4.0 mm; SVW 2.5 mm; konisch	1
2.953.65	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; MB 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenzinsetze	1

<b>Implantate – Schrauben</b>		
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 2.7 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
3.125.10	Länge 10 mm	5
3.125.12	Länge 12 mm	5
3.125.14	Länge 14 mm	5
3.125.16	Länge 16 mm	5
3.125.18	Länge 18 mm	5
3.125.20	Länge 20 mm	5
3.125.22	Länge 22 mm	5
3.125.24	Länge 24 mm	5
3.125.26	Länge 26 mm	5
3.125.28	Länge 28 mm	5
3.125.30	Länge 30 mm	5


<b>Implantate – Schrauben</b>		
Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; flacher Kopf; Titan		
3.128.10	Länge 10 mm	2
3.128.12	Länge 12 mm	2
3.128.14	Länge 14 mm	2
3.128.16	Länge 16 mm	2
3.128.18	Länge 18 mm	2
3.128.20	Länge 20 mm	2
3.128.22	Länge 22 mm	2
3.128.24	Länge 24 mm	2
3.128.26	Länge 26 mm	2
3.128.28	Länge 28 mm	2
3.128.30	Länge 30 mm	2

# Set Vorfußplatten 2.7 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; Titan; Set-Nr. 19.523.00

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
Drähte		
6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 mm x 150 mm; Stahl	5

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
Siebkorb		
19.520.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Vorfußplatten 2.7	1



Set-Nr. 19.523.00  Innensechskant



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

DaTi | Edition 03 | 2019-08  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.