

Set Vorfußplatten 2.7 vws

Innensechsrund Größe 10; variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.5231.00



Art.-Nr. 5.2803.18



Art.-Nr. 5.2803.20d




Art.-Nr. 5.2843.18



Art.-Nr. 5.2843.37K




Art.-Nr. 5.2793.41L




Set-Nr. 19.5231.00 Innensechsrund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
5.2803.18	Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 4 Loch; 16 x 18 mm; Steg 1.5 mm; vws; Titan	1
5.2803.20d	Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 4 Loch; 18 x 20 mm; Steg 1.0 mm; vws; Titan	1
5.2843.18	Gerade Platte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 2 Loch; 18 x 8.0 mm; vws; Titan	1
5.2843.37K	Gerade Platte mit konischem Gewinde und 1 DC-Loch Ø 2.7 mm; 4 Loch; 37 x 8.0 mm; vws; Titan	1
5.2793.41R	MTP-Arthrodesenplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 6 Loch; Länge 41 mm; vws; Titan; rechts	1
5.2793.41L	MTP-Arthrodesenplatte mit konischem Gewinde 2.7; 6 Loch; Länge 41 mm; links; variabel winkelstabil; Titan	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.04	Spiralbohrer für SK; Ø 2.0 mm x 125 mm; Spiral-länge 30 mm; 2-lippig	1
2.9386.10	Schraubendreher mit Griff für Innensechsrund Größe 10	1
2.953.65	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; MB 60	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.10	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; MF	1
2.977.11	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2.7; Länge 44 mm	2

Implantate – Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan  Innensechsrund		
3.1251.10	Länge 10 mm	5
3.1251.12	Länge 12 mm	5
3.1251.14	Länge 14 mm	5
3.1251.16	Länge 16 mm	5
3.1251.18	Länge 18 mm	5
3.1251.20	Länge 20 mm	5
3.1251.22	Länge 22 mm	5
3.1251.24	Länge 24 mm	5
3.1251.26	Länge 26 mm	5
3.1251.28	Länge 28 mm	5
3.1251.30	Länge 30 mm	5


Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; flacher Kopf; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan  Innensechsrund		
3.1281.10	Länge 10 mm	2
3.1281.12	Länge 12 mm	2
3.1281.14	Länge 14 mm	2
3.1281.16	Länge 16 mm	2
3.1281.18	Länge 18 mm	2
3.1281.20	Länge 20 mm	2
3.1281.22	Länge 22 mm	2
3.1281.24	Länge 24 mm	2
3.1281.26	Länge 26 mm	2
3.1281.28	Länge 28 mm	2
3.1281.30	Länge 30 mm	2

Set Vorfußplatten 2.7 vws

Innensechsrund Größe 10; variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.5231.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Drähte		
6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 mm x 150 mm; Stahl	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Siebkorb		
19.5201.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Vorfußplatten 2.7; mit Innensechsrund Größe 10	1



SetNr. 19.5231.00 ◆ Innensechsrund