

Set Dynamische Epiphysäre Teleskop-Schraube (DET)


Stahl; Set-Nr. 19.501.00




Art-Nr. 6.285.80




Art-Nr. 6.286.80



Art-Nr. 19.501.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
DET-Schraube Ø 7.0 mm Gewinde 7.0 mm; Innen Ø 2.2 mm selbstschneidend; rückschneidend; Stahl		
6.285.40	Länge 40 mm	3
6.285.50	Länge 50 mm	3
6.285.60	Länge 60 mm	3
6.285.70	Länge 70 mm	3
6.285.80	Länge 80 mm	3

DET-Schraube Hülse Ø 7.5 mm Innen Ø 5.6 mm; Stahl		
6.286.40	Länge 40 mm	3
6.286.50	Länge 50 mm	3
6.286.60	Länge 60 mm	3
6.286.70	Länge 70 mm	3
6.286.80	Länge 80 mm	3


Drähte		
2.988.20/310	Führungsdraht; Ø 2.0 mm x 310 mm; Gewinde 15 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.500.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und DET-Schrauben	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.9436.35/275	Sechskantschraubendreher mit Griff für Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; db; Innen Ø 2.2 mm; SW 3.5 mm; Länge 275 mm	1
2.9476.02	Ausdrehinstrument für DET-Schraube; Länge 275 mm	1
2.908.76	Spiralbohrer mit Dreikantschaft; Ø 7.6 mm x 285 mm; Spirallänge 100 mm; durchbohrt; Innen Ø 2.2 mm; 3-lippig	1
10.261.19	Spiralbohrer mit Dreikantschaft; Ø 4.8 mm x 320 mm; 3-lippig; Spirallänge 55 mm; durchbohrt; Innen Ø 2.2 mm	1
10.261.01	Bohrbuchse; Ø 8.0 x 150 mm; grün	1
10.261.03	Bohrbuchse; Ø 4.8 x 160 mm; blau	1
10.261.02	Bohrbuchse; Ø 2.1 x 160 mm; silber	1
2.950.02	Messstab für DET-Schraube; Länge 145 mm; MB 120 mm	1
2.928.01	Halteinstrument für Drähte für DET-Schraube; Ø 2.0 mm; Länge 347 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Set Dynamische Epiphysäre Teleskop-Schraube (DET)

Stahl; Set-Nr. 19.501.00



Art.-Nr. 19.501.00