

Set Durchbohrte Schrauben 3.5 ss sb STERIL

selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; Set-Nr. 19.184.00PS+



Art.-Nr. 3.504.30



Art.-Nr. 3.604.30

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Durchbohrte Schraube 3.5 Teilgewinde; selbstschneidend; rückschneidend; selbstbohrend; Titan; steril verpackt		
S3.504.10	Länge 10 mm; Gewinde 5	2
S3.504.12	Länge 12 mm; Gewinde 5	2
S3.504.14	Länge 14 mm; Gewinde 5	2
S3.504.16	Länge 16 mm; Gewinde 6	2
S3.504.18	Länge 18 mm; Gewinde 7	2
S3.504.20	Länge 20 mm; Gewinde 8	2
S3.504.22	Länge 22 mm; Gewinde 9	2
S3.504.24	Länge 24 mm; Gewinde 10	2
S3.504.26	Länge 26 mm; Gewinde 12	2
S3.504.28	Länge 28 mm; Gewinde 14	2
S3.504.30	Länge 30 mm; Gewinde 14	2
S3.504.32	Länge 32 mm; Gewinde 14	2
S3.504.34	Länge 34 mm; Gewinde 14	2
S3.504.36	Länge 36 mm; Gewinde 14	2
S3.504.38	Länge 38 mm; Gewinde 14	2
S3.504.40	Länge 40 mm; Gewinde 14	2
S3.504.42	Länge 42 mm; Gewinde 15	2
S3.504.44	Länge 44 mm; Gewinde 15	2
S3.504.46	Länge 46 mm; Gewinde 15	2
S3.504.48	Länge 48 mm; Gewinde 15	2
S3.504.50	Länge 50 mm; Gewinde 15	2
S3.504.52	Länge 52 mm; Gewinde 16	2
S3.504.54	Länge 54 mm; Gewinde 16	2
S3.504.56	Länge 56 mm; Gewinde 16	2
S3.504.58	Länge 58 mm; Gewinde 16	2
S3.504.60	Länge 60 mm; Gewinde 16	2
S3.504.62	Länge 62 mm; Gewinde 17	2
S3.504.64	Länge 64 mm; Gewinde 17	2
S3.504.66	Länge 66 mm; Gewinde 17	2
S3.504.68	Länge 68 mm; Gewinde 17	2
S3.504.70	Länge 70 mm; Gewinde 17	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Durchbohrte Schraube 3.5; selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; steril verpackt		
S3.604.10	Länge 10 mm	2
S3.604.12	Länge 12 mm	2
S3.604.14	Länge 14 mm	2
S3.604.16	Länge 16 mm	2
S3.604.18	Länge 18 mm	2
S3.604.20	Länge 20 mm	2
S3.604.22	Länge 22 mm	2
S3.604.24	Länge 24 mm	2
S3.604.26	Länge 26 mm	2
S3.604.28	Länge 28 mm	2
S3.604.30	Länge 30 mm	2
S3.604.32	Länge 32 mm	2
S3.604.34	Länge 34 mm	2
S3.604.36	Länge 36 mm	2
S3.604.38	Länge 38 mm	2
S3.604.40	Länge 40 mm	2
S3.604.42	Länge 42 mm	2
S3.604.44	Länge 44 mm	2
S3.604.46	Länge 46 mm	2
S3.604.48	Länge 48 mm	2
S3.604.50	Länge 50 mm	2
S3.604.52	Länge 52 mm	2
S3.604.54	Länge 54 mm	2
S3.604.56	Länge 56 mm	2
S3.604.58	Länge 58 mm	2
S3.604.60	Länge 60 mm	2
S3.604.62	Länge 62 mm	2
S3.604.64	Länge 64 mm	2
S3.604.66	Länge 66 mm	2
S3.604.68	Länge 68 mm	2
S3.604.70	Länge 70 mm	2

Implantate - Unterlegscheiben		
S3.200.02	Unterlegscheibe; AØ 7/IØ 3,8;T	5



Königsee Implantate GmbH
 OT Aschau | Am Sand 4
 07426 Allendorf | Deutschland
 Fon +49 36738 498-550
 Fax +49 36738 498-559
 Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

AnSp | Edition 02 | 2021-10
 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

