

# Set Durchbohrte Schrauben 4.0 ss sb STERIL

selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.190.00PS+



Art.-Nr. 3.440.30



Art.-Nr. 3.445.30

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Durchbohrte Schraube 4.0 Teilgewinde ss rs sb; selbstschneidend; rückschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S3.440.10	Länge 10 mm; Gewinde 5	1
S3.440.12	Länge 12 mm; Gewinde 5	2
S3.440.14	Länge 14 mm; Gewinde 5	2
S3.440.16	Länge 16 mm; Gewinde 6	2
S3.440.18	Länge 18 mm; Gewinde 7	2
S3.440.20	Länge 20 mm; Gewinde 8	2
S3.440.22	Länge 22 mm; Gewinde 9	2
S3.440.24	Länge 24 mm; Gewinde 10	2
S3.440.26	Länge 26 mm; Gewinde 12	2
S3.440.28	Länge 28 mm; Gewinde 14	2
S3.440.30	Länge 30 mm; Gewinde 14	2
S3.440.32	Länge 32 mm; Gewinde 14	2
S3.440.34	Länge 34 mm; Gewinde 14	2
S3.440.35	Länge 35 mm; Gewinde 14	2
S3.440.36	Länge 36 mm; Gewinde 14	2
S3.440.38	Länge 38 mm; Gewinde 14	2
S3.440.40	Länge 40 mm; Gewinde 14	2
S3.440.42	Länge 42 mm; Gewinde 15	2
S3.440.44	Länge 44 mm; Gewinde 15	2
S3.440.45	Länge 45 mm; Gewinde 15	2
S3.440.46	Länge 46 mm; Gewinde 15	2
S3.440.48	Länge 48 mm; Gewinde 15	2
S3.440.50	Länge 50 mm; Gewinde 15	2
S3.440.55	Länge 55 mm; Gewinde 16	2
S3.440.60	Länge 60 mm; Gewinde 16	2
S3.440.65	Länge 65 mm; Gewinde 17	2
S3.440.70	Länge 70 mm; Gewinde 17	2
Implantate - Unterlegscheiben		
S3.200.40	Unterlegscheibe; AØ 10/IØ 5;T	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb; selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S3.445.10	Länge 10 mm	1
S3.445.12	Länge 12 mm	2
S3.445.14	Länge 14 mm	2
S3.445.16	Länge 16 mm	2
S3.445.18	Länge 18 mm	2
S3.445.20	Länge 20 mm	2
S3.445.22	Länge 22 mm	2
S3.445.24	Länge 24 mm	2
S3.445.26	Länge 26 mm	2
S3.445.28	Länge 28 mm	2
S3.445.30	Länge 30 mm	2
S3.445.32	Länge 32 mm	2
S3.445.34	Länge 34 mm	2
S3.445.35	Länge 35mm	2
S3.445.36	Länge 36 mm	2
S3.445.38	Länge 38 mm	2
S3.445.40	Länge 40 mm	2
S3.445.42	Länge 42 mm	2
S3.445.44	Länge 44 mm	2
S3.445.45	Länge 45 mm	2
S3.445.46	Länge 46 mm	2
S3.445.48	Länge 48 mm	2
S3.445.50	Länge 50 mm	2
S3.445.55	Länge 55 mm	2
S3.445.60	Länge 60 mm	2
S3.445.65	Länge 65 mm	2
S3.445.70	Länge 70 mm	2

**Information:** TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.

