

Set Instrumente DB Schrauben 4.5 ISK

für durchbohrte Schrauben Ø 4.5 mm; Set-Nr. 19.045.201



Set-Nr. 19.045.201  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
10.945.00	Perkutanes Bohrbuchsensystem f.durchbohrte Schrauben Ø4,5	1
2.905.32	Spiralbohrer SK3.2; Spirale60; 4-lippig; L160; DB1.75	1
2.905.45	Spiralbohrer SK4.5; Spirale60; 4-lippig; L160; DB1.8	1
2.907.45	Kopfraumfräser; Ø6,5x160,db,lØ1,75; f.durchb.Schrauben Ø4,5	1
10.306.06	T-Griffstück m.SK; Ln 93,5; db,lØ2,5	1
2.9436.35	Sechskantschraubendr.m.Griff f.Ø4.5-7; db; lØ2.2; SW3.5; L 215mm	1
2.954.45A	Haltehülse f.Schrauben Ø4,5	1
2.951.150	Messstab f.durchbohrte Schrauben Ø4,5; Ln 150; MB 80	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Drähte		
2.978.16	Führungsdraht;Ø1,6x150;-Gew.5;S	5


Siebkorb		
19.040.01	Siebkorb Instrumente db Schrauben 2.7 - 4.5	1

Set Instrumente DB Schrauben 4.5 ISK

für durchbohrte Schrauben \varnothing 4.5 mm; Set-Nr. 19.045.201

Kombinierbar mit:

19.203.00	DB Schrauben 4.5 ss sb ISK T SET
19.203.00PS+	DB Schrauben 4.5 ss sb ISK T SCHRAUBEN steril
19.200.00	DB Schrauben 4.5 ss ISK T SET
19.200.00PS+	DB Schrauben 4.5 ss ISK T SCHRAUBEN steril



Set-Nr. 19.045.201  Innensechskant