

# Set DB Schrauben 6.5 ss sb ISK T


selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.210.00



Art.-Nr. 3.520.70



Art.-Nr. 3.523.70



Set-Nr. 19.210.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
Durchbohrte Schraube; Teilgewinde 16 - Ø 6.5 mm; selbstbohrend; rückschneidend; selbstschneidend; Titan; TiOB®		
3.520.30	Länge 30 mm	2
3.520.35	Länge 35 mm	2
3.520.40	Länge 40 mm	2
3.520.45	Länge 45 mm	2
3.520.50	Länge 50 mm	2
3.520.55	Länge 55 mm	2
3.520.60	Länge 60 mm	2
3.520.65	Länge 65 mm	2
3.520.70	Länge 70 mm	2
3.520.75	Länge 75 mm	2
3.520.80	Länge 80 mm	2
3.520.85	Länge 85 mm	2
3.520.90	Länge 90 mm	2
3.520.95	Länge 95 mm	2
3.520.100	Länge 100 mm	2
3.520.105	Länge 105 mm	2
3.520.110	Länge 110 mm	2
3.520.115	Länge 115 mm	2
3.520.120	Länge 120 mm	2
3.520.125	Länge 125 mm	2
3.520.130	Länge 130 mm	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
Durchbohrte Schraube; Teilgewinde 32 - Ø 6.5 mm; selbstbohrend; rückschneidend; selbstschneidend; Titan; TiOB®		
3.523.45	Länge 45 mm	2
3.523.50	Länge 50 mm	2
3.523.55	Länge 55 mm	2
3.523.60	Länge 60 mm	2
3.523.65	Länge 65 mm	2
3.523.70	Länge 70 mm	2
3.523.75	Länge 75 mm	2
3.523.80	Länge 80 mm	2
3.523.85	Länge 85 mm	2
3.523.90	Länge 90 mm	2
3.523.95	Länge 95 mm	2
3.523.100	Länge 100 mm	2
3.523.105	Länge 105 mm	2
3.523.110	Länge 110 mm	2
3.523.115	Länge 115 mm	2
3.523.120	Länge 120 mm	2
3.523.125	Länge 125 mm	2
3.523.130	Länge 130 mm	2

## Information

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



# Set DB Schrauben 6.5 ss sb ISK T


selbstschneidend; selbstbohrend; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.210.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
2.952.230	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 6,5 mm und Ø 7,0 mm; MB 230 mm	1
10.306.06	T-Griffstück mit Schnellkupplung; Länge 93,5 mm; db, lØ 2,5 mm	1
10.965.00	Perkutanes Bohrbuchsensystem für durch- bohrte Schrauben Ø 6,5 mm	1
2.907.70	Kopfraumfräser; Ø 8x160 mm; FL19,5 mm; db, lØ 2,1 mm; für db. Schrauben Ø 6,5/Ø 7,0 mm	1
2.908.40	Spiralbohrerm. Dreikantschaft; Ø4x230mm; SpL 40 mm; db, lØ 2,1 mm; 3-lippig	1
2.942.02	Sechskantschraubendreher mit T-Griff für Ø 4,5 mm bis Ø 7,0 mm; db, lØ 2,2 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.954.65A	Haltehülse für Schrauben Ø 6,5 mm und Ø 7,0 mm	1
2.955.20	Reinigungsdraht; Ø 2,0 mm; für durchbohrte Instrumente	1
2.960.03	Parallelzielgerät, für Führungsdraht Ø 2,0 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Drähte</b>		
2.979.20	Führungsdraht; Ø 2x230 mm; Gewinde 5; Stahl	5

<b>Implantate - Unterlegscheiben</b>		
3.200.04	Unterlegscheibe; AØ 16 mm/lØ 6,7 mm; Titan	5

<b>Siebkorb</b>		
19.211.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/db. Schrauben Ø 6,5 mm	1



Set-Nr. 19.210.00  Innensechskant