



# Set DB Schrauben 7.0 ss ISK INSTRUMENTE BASIC

Set-Nr. 19.223.001



Set-Nr. 19.223.001  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
10.970.00	Perkutanes Bohrbuchsensystem für durchbohrte Schrauben Ø 7.0 mm	1
2.908.45	Spiralbohrer mit Dreikantschaft; Ø 4.5 x 230 mm; Spirallänge 40 mm; db; lØ 2.1 mm; 3-lippig	1
2.907.70	Kopfraumfräser; Ø 8.0 x 160 mm; FL 19.5 mm; db; lØ 2.1 mm; für db Schrauben Ø 6.5 mm/Ø 7.0 mm	1
10.306.06	T-Griffstück mit Schnellkupplung; Länge 93.5 mm; db; lØ 2.5 mm	1
2.942.02	Sechskantschraubendreher mit T-Griff für Ø 4.5 mm bis Ø 7.0 mm; durchbohrt; lØ 2.2 mm	1
2.954.65A	Haltehülse für Schrauben Ø 6.5 mm und Ø 7.0 mm	1
2.952.230	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 6.5 mm und Ø 7.0 mm; Messbereich 230 mm	1
2.960.03	Parallelzielgerät; für Führungsdraht Ø 2.0 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Unterlegscheiben</b>		
3.200.04	Unterlegscheibe; AØ 16 mm/ lØ 6.7 mm; Titan	5

<b>Drähte</b>		
2.979.20	Führungsdraht; Ø 2.0 x 230 mm; Gewinde 5; Stahl	5

<b>Siebkorb</b>		
19.224.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/ durchbohrte Schrauben Ø 7.0 mm	1



Kombinierbar mit:

- 19.223.00 DB Schrauben 7.0 ss sb ISK T SET
- 19.223.00PS+ DB Schrauben 7.0 ss sb ISK T SCHRAUBEN steril

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

# Set DB Schrauben 7.0 ss ISK INSTRUMENTE BASIC

Set-Nr. 19.223.001



SetNr. 19.223.001  Innensechskant