

Set Drittelrohrplatte 3.5 ws / Reko-Platte 3.5 vws stark

winkelstabil; variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.473.00



Art.-Nr. 5.809.06





Art.-Nr. 5.3133.06



Set-Nr. 19.473.00 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Drittelrohrplatte 3.5 ws; Titan		
5.809.05	5 Loch; 61 x 9 mm	1
5.809.06	6 Loch; 73 x 9 mm	1
5.809.07	7 Loch; 85 x 9 mm	1
5.809.08	8 Loch; 97 x 9 mm	1

Reko-Platte 3.5 vws stark; gerade; Titan		
5.3133.05	5 Loch; 58 x 10 mm	1
5.3133.06	6 Loch; 70 x 10 mm	1
5.3133.07	7 Loch; 82 x 10 mm	1
5.3133.08	8 Loch; 94 x 10 mm	1

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 3.5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
 Innensechskant		
3.132.10	Länge 10 mm	2
3.132.12	Länge 12 mm	2
3.132.14	Länge 14 mm	2
3.132.16	Länge 16 mm	2
3.132.18	Länge 18 mm	2
3.132.20	Länge 20 mm	2
3.132.22	Länge 22 mm	2
3.132.24	Länge 24 mm	2
3.132.26	Länge 26 mm	2
3.132.28	Länge 28 mm	2
3.132.30	Länge 30 mm	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 3.5; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
 Innensechskant		
3.133.10	Länge 10 mm	4
3.133.12	Länge 12 mm	4
3.133.14	Länge 14 mm	4
3.133.16	Länge 16 mm	4
3.133.18	Länge 18 mm	4
3.133.20	Länge 20 mm	4
3.133.22	Länge 22 mm	4
3.133.24	Länge 24 mm	4
3.133.26	Länge 26 mm	4

Instrumente		
2.904.05	Spiralbohrer für SK; Ø 2.5 x 105; Spl 50; 2-lippig	1
2.904.10	Spiralbohrer für SK; Ø 3.5 x 110; Spl 40; 2-lippig	1
2.977.08	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelst.Verschraubung; Länge 45; KF	1
2.977.01	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45; KF	2
10.500.27A	Bohrbuchse mit Griff für KF; Grifflänge 55	1
10.520.30	Doppelbohrbuchse mit Feder; Ø2.5/Ø3.5	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7-Ø 4.0; SW 2.5; kon.	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für Schrauben mit kon.Kopfgew. Ø 3.5 – Ø 4; MB 60	1

Set Drittelrohrplatte 3.5 ws / Reko-Platte 3.5 vws stark


winkelstabil; variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.473.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
3.132.34	Länge 34 mm	2
3.132.36	Länge 36 mm	2
3.132.38	Länge 38 mm	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
2.911.06	Biegehebel für Rekoplaten KF	2
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenzange	1

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.475.00/1	Siebkorb m.Einsatz für Instrumente und Implantate für winkelstabile Platten KF	1



Set-Nr. 19.473.00  Innensechskant