



# Set FRAKO-Schrauben 3.0/4.0 DrillFix-Schrauben 2.0 INSTRUMENTE

für Frakturkompressions- und DrillFix-Schrauben

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.335.10I



 Innensechskant  
Set-Nr. 19.335.10I  
nicht steril verpackt

Instrumente im Set nicht steril verpackt Set-Nr. 19.335.10I

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
<b>Instrumente</b>			
2.906.30	S2.906.30	Vorböhrer; Frakturkompressionsschraube; Ø 2.1 mm; Bohrlänge 8.0 mm; Fräser Ø 3.0 mm; durchbohrt; InnenØ 1.3 mm; Länge 60 mm; Schnellkupplung	1
2.906.31	S2.906.31	Vorböhrer; Frakturkompressionsschraube; Ø 2.1 mm; Bohrlänge 18 mm; Fräser Ø 3.0 mm; durchbohrt; InnenØ 1.3 mm; Länge 60 mm; Schnellkupplung	1
10.3066.01	—	Griffstück mit Schnellkupplung; durchbohrt; InnenØ 2.5 mm; Länge 146 mm; PPSU	1
2.950.01	—	Messstab für Frakturkompressionsschraube; durchbohrt; Messbereich 40 mm; Länge 150 mm	1
2.9436.20	—	Sechskantschraubendreher; Schlüsselweite 2.0 mm; für Frakturkompressionsschraube; durchbohrt; InnenØ 1.3 mm; Länge 215 mm	1
2.9406.127	—	Schraubendreher; für DrillFix-Schraube; Länge 215 mm; PPSU-Griff	1
2.956.42	—	Bohr- und Gewebeschutzhülse; zweiteilig; Ø 6.0 mm x 30 mm; InnenØ 4.2 mm	1

<b>Drähte</b>			
2.982.12	—	Führungsdraht; Ø 1.2 mm x 150 mm; Gewinde 10 mm; Stahl	5
6.031.12	S6.031.12	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.2 mm x 150 mm; Stahl	3

<b>Siebkorb</b>			
19.336.10	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate; Frako- und DrillFix-Schrauben	1

Anwendbar mit:

19.335.10 FRAKO-Schrauben 3.0/4.0 DrillFix-Schrauben 2.0 SET

19.335.10PS+ Frakoschrauben 3.0/4.0 DrillFix-Schrauben 2.0 IMPLANTATE steril



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

[bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

KrMo | Edition 04 | 2026-05  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.