

Set FRAKO 3.0/4.0 DrillFix 2.0

Set-Nr. 19.335.00



Art.-Nr. 3.123.20



Art.-Nr. 3.127.12



Set-Nr. 19.335.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate		
Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; Innen Ø 1.3 mm; Titan		
3.123.10	Länge 10 mm; Gewinde 4	3
3.123.12	Länge 12 mm; Gewinde 4	3
3.123.14	Länge 14 mm; Gewinde 4	3
3.123.16	Länge 16 mm; Gewinde 6	3
3.123.18	Länge 18 mm; Gewinde 6	3
3.123.20	Länge 20 mm; Gewinde 6	3
3.123.22	Länge 22 mm; Gewinde 6	3
3.123.24	Länge 24 mm; Gewinde 6	3
3.123.26	Länge 26 mm; Gewinde 6	3
3.123.28	Länge 28 mm; Gewinde 6	3
3.123.30	Länge 30 mm; Gewinde 6	3
Drill Fix Schraube; Titan		
3.127.11	Länge 11 mm; Gesamtlänge 26 mm	3
3.127.12	Länge 12 mm; Gesamtlänge 27 mm	3
3.127.13	Länge 13 mm; Gesamtlänge 28 mm	3
3.127.14	Länge 14 mm; Gesamtlänge 29 mm	3

Instrumente		
2.906.30	Vorbohrer Frako SK 2.1; BL 8 mm; Fräser 3.0; DB 1.3; Länge 60 mm	1
2.906.31	Vorbohrer Frako SK 2.1; BL 18 mm; Fräser 3.0; DB 1.3; Länge 60 mm	1
10.3066.01	Griffstück mit SK; Länge 146 mm; db; IØ 2.5 mm; PPSU	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.950.01	Messstab für Frakturkompressionsschraube; Länge 150 mm; Messbereich 40 mm	1
2.9436.20	Sechskantschraubendreher mit Griff für Frako; db; IØ 1.3 mm; SW 2; Länge 215 mm	1
2.9406.127	Schraubendreher mit Griff Drill Fix Schraube	1
2.956.42	Bohr- und Gewebeschutzhülse; Ø 6.0 x 30 mm; IØ 4.2 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1


Drähte		
2.982.12	Führungsdraht; Ø 1.2 x 150 mm; Gewinde 10 mm; Stahl	5
6.031.12	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.2 x 150 mm; Stahl	3

Siebkorb		
19.336.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Frakturkompressionsschrauben	1

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

Set FRAKO 3.0/4.0 DrillFix 2.0

Set-Nr. 19.335.00



Set-Nr. 19.335.00  Innensechskant