



Alle Vorteile auf einen Blick

- Selbstbohrende und selbstschneidende Schrauben
- **Kanülierte**
Frakturkompressionsschrauben ermöglichen eine **minimal invasive** Operationstechnik
- Drill-Fix-Vorfußschraube konzipiert als **Abbrechschraube**
- **Platzsparend**, da im Set erhältlich



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für die **Frakturkompressionsschraube / Drill-Fix-Vorfußschraube** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

info@koenigsee-implantate.de

Fon: + 49 36738 498 - 550


Fax: + 49 36738 498 - 89 550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

www.koenigsee-implantate.de

FRAKO & DRILL-FIX

Vorfußversorgung / Frakturkompression



Erhältliche Schraubenlängen

Drill-Fix-Vorfußschrauben


Ø 2.0 mm, Titan

Gewindelänge 11 mm; Gesamtlänge 26 mm

Gewindelänge 12 mm; Gesamtlänge 27 mm

Gewindelänge 13 mm; Gesamtlänge 28 mm

Gewindelänge 14 mm; Gesamtlänge 29 mm



Erhältliche Schraubenlängen

Frakturkompressionsschrauben

Ø 3.0 mm / Ø 4.0 mm,
selbstbohrend, selbstschneidend,
durchbohrt, Innen Ø 1.3 mm, Titan

Gesamtlänge 10 mm; Gewindelänge 4 mm

Gesamtlänge 12 mm; Gewindelänge 4 mm

Gesamtlänge 14 mm; Gewindelänge 4 mm

Gesamtlänge 16 mm; Gewindelänge 6 mm

Gesamtlänge 18 mm; Gewindelänge 6 mm

Gesamtlänge 20 mm; Gewindelänge 6 mm

Gesamtlänge 22 mm; Gewindelänge 6 mm


Gesamtlänge 24 mm; Gewindelänge 6 mm

Gesamtlänge 26 mm; Gewindelänge 6 mm

Gesamtlänge 28 mm; Gewindelänge 6 mm

Gesamtlänge 30 mm; Gewindelänge 6 mm

Set FRAKO und DRILL-FIX



Set Frakturkompressionsschrauben und
Drill-Fix-Vorfußschrauben



Selbsthaltende Schraubenpinzette



Kanülierter Messstab



Sechskantschraubendreher

Bohr- und Gewebeschutzhülse

