


Set Gleitnägel

Länge 300 mm; Stahl; Set-Nr. 19.292.00



Art.-Nr. 6.282.45



Art.-Nr. 19.292.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Nägel		
Gleitnagel; Länge 300 mm; Stahl		
6.282.15	Ø 1.5 mm; Stahl	2
6.282.20	Ø 2.0 mm; Stahl	2
6.282.25	Ø 2.5 mm; Stahl	2
6.282.32	Ø 3.2 mm; Stahl	2
6.282.35	Ø 3.5 mm; Stahl	2
6.282.40	Ø 4.0 mm; Stahl	2
6.282.45	Ø 4.5 mm; Stahl	2
6.282.50	Ø 5.0 mm; Stahl	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
6.903.02	Einführungsinstrument mit Schnellspannfutter; durchbohrt; Innen Ø 5.2 mm	1
6.906.03	Kraftschneider für Drähte ≤ Ø 3.0 mm (Stahl) ≤ Ø 4.0 mm (Titan)	1
10.421.01	Extraktionszange für Drähte; flach	1
10.509.00	Pfriem; Ø 8.0 mm	1

Siebkorb		
19.291.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Gleitnägel	1

Zusätzlich können Sie Art.-Nr. 6.906.06 – Kraftschneider für Drähte bis Ø 6.0 mm – bestellen.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de


Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

DaTi | Edition 02 | 2019-02
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set Gleitnägel

Länge 300 mm; Stahl; Set-Nr. 19.292.00



Art.-Nr. 19.292.00