

# Set Kleinfragment Standard

Implantate und Instrumente; mehrere Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.467.00


## EBENE 1





Art-Nr. 3.140.30





Art-Nr. 3.132.30



Set-Nr. 19.467.00 Ebene 1 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Schrauben</b>		
Spongiosaschraube Ø 4.0 mm; Teilgewinde; rückschneidend; Titan		  Innensechskant
3.140.10	Länge 10 mm; Gewinde 5	3
3.140.12	Länge 12 mm; Gewinde 5	3
3.140.14	Länge 14 mm; Gewinde 5	3
3.140.16	Länge 16 mm; Gewinde 6	3
3.140.18	Länge 18 mm; Gewinde 7	3
3.140.20	Länge 20 mm; Gewinde 8	3
3.140.22	Länge 22 mm; Gewinde 9	3
3.140.24	Länge 24 mm; Gewinde 10	3
3.140.26	Länge 26 mm; Gewinde 12	3
3.140.28	Länge 28 mm; Gewinde 14	3
3.140.30	Länge 30 mm; Gewinde 14	3
3.140.32	Länge 32 mm; Gewinde 14	3
3.140.34	Länge 34 mm; Gewinde 14	3
3.140.35	Länge 35 mm; Gewinde 14	3
3.140.36	Länge 36 mm; Gewinde 14	3
3.140.38	Länge 38 mm; Gewinde 14	3
3.140.40	Länge 40 mm; Gewinde 14	3
3.140.45	Länge 45 mm; Gewinde 15	3
3.140.50	Länge 50 mm; Gewinde 15	3
3.140.55	Länge 55 mm; Gewinde 16	3
3.140.60	Länge 60 mm; Gewinde 16	3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Schrauben</b>		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; selbstschneidend; Vollgewinde; Titan		  Innensechskant
3.132.10	Länge 10 mm	8
3.132.12	Länge 12 mm	8
3.132.14	Länge 14 mm	8
3.132.16	Länge 16 mm	8
3.132.18	Länge 18 mm	8
3.132.20	Länge 20 mm	8
3.132.22	Länge 22 mm	8
3.132.24	Länge 24 mm	8
3.132.26	Länge 26 mm	8
3.132.28	Länge 28 mm	8
3.132.30	Länge 30 mm	8
3.132.32	Länge 32 mm	8
3.132.34	Länge 34 mm	8
3.132.36	Länge 36 mm	8
3.132.38	Länge 38 mm	8
3.132.40	Länge 40 mm	8
3.132.45	Länge 45 mm	5
3.132.50	Länge 50 mm	4
3.132.55	Länge 55 mm	4
3.132.60	Länge 60 mm	4

# Set Kleinfragment Standard

Implantate und Instrumente; mehrere Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.467.00


## EBENE 1



Art.-Nr. 3.145.30





Art.-Nr. 2.954.01



Set-Nr. 19.467.00 Ebene 1  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
2.904.05	Spiralbohrer f.SK; Ø2,5x105; Spl50; 2-lippig	2
2.904.10	Spiralbohrer f.SK; Ø3,5x110; Spl40; 2-lippig	1
10.505.40	Kopfraumfräser f.SK; Ln 72; f.Schrauben Ø2,7/Ø3,5/Ø4	1
10.305.05	T-Griffstück m.SK; Ln 93,5	1
10.520.30	Doppelbohrbuchse m.Feder; Ø2,5/Ø3,5	1
10.510.35	Steckbohrbuchse; Ø3,5/Ø2,5	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher m.Griff f.Schr. Ø2,7-Ø4,0; SW2,5; kon.	1
2.941.25A	Sechskantschraubendrehereinsatz f.SK f.Ø2,7-Ø4,0; SW 2,5; kon.	1
2.954.35A	Haltehülse f.Schrauben Ø3,5 u.Ø4,0	1
2.953.27	Messgerät m.Haken f.Schrauben Ø2,7; MB 70	1
10.508.00	Scharfer Haken	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
10.500.04	Bohrbuchse f.Neutral-u.Kompressionsstellung; Ø2,5	1
10.520.20	Dreifach-Zielbohrbuchse; Ø2	1
10.506.00	Raspatorium; Breite 6; schmal,gebogen,gerade Schneide	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Schrauben</b>		
Spongiosaschraube Ø 4.0 mm; Vollgewinde; Titan		
		 Innensechskant
3.145.10	Länge 10 mm	3
3.145.12	Länge 12 mm	3
3.145.14	Länge 14 mm	3
3.145.16	Länge 16 mm	3
3.145.18	Länge 18 mm	3
3.145.20	Länge 20 mm	3
3.145.22	Länge 22 mm	3
3.145.24	Länge 24 mm	3
3.145.26	Länge 26 mm	3
3.145.28	Länge 28 mm	3
3.145.30	Länge 30 mm	3
3.145.32	Länge 32 mm	3
3.145.34	Länge 34 mm	3
3.145.35	Länge 35 mm	3
3.145.36	Länge 36 mm	3
3.145.38	Länge 38 mm	3
3.145.40	Länge 40 mm	3
3.145.45	Länge 45 mm	3
3.145.50	Länge 50 mm	3
3.145.55	Länge 55 mm	3
3.145.60	Länge 60 mm	3

# Set Kleinfragment Standard

Implantate und Instrumente; mehrere Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.467.00

## EBENE 2



Art.-Nr. 5.313.06




Art.-Nr. 5.812.33



Art.-Nr. 5.863.01



Art.-Nr. 5.817.33



Set-Nr. 19.467.00 Ebene 2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate - Platten</b>		
5.220.06	Low-Contact-Platte 3,5 und 4,0;6L;77x11;T	1
5.220.07	Low-Contact-Platte 3,5 und 4,0;7L;90x11;T	1
5.220.08	Low-Contact-Platte 3,5 und 4,0;8L;103x11;T	1
5.220.09	Low-Contact-Platte 3,5 und 4,0;9L;116x11;T	1
5.220.10	Low-Contact-Platte 3,5 und 4,0;10L;129x11;T	1
5.220.12	Low-Contact-Platte 3,5 und 4,0;12L;155x11;T	1
5.313.06	Reko-Platte 3,5;6L;70x10;gerade, stark;T	1
5.313.07	Reko-Platte 3,5;7L;82x10;gerade, stark;T	1
5.313.08	Reko-Platte 3,5;8L;94x10;gerade, stark;T	1
5.313.09	Reko-Platte 3,5;9L;106x10;gerade, stark;T	1
5.313.10	Reko-Platte 3,5;10L;118x10;gerade, stark;T	1
5.808.03	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;3L;37x9;T	1
5.808.04	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;4L;49x9;T	1
5.808.05	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;5L;61x9;T	1
5.808.06	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;6L;73x9;T	1
5.808.07	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;7L;85x9;T	1
5.808.08	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;8L;97x9;T	1
5.808.09	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;9L;109x9;T	1
5.808.10	Drittelrohrplatte m.Wulst 3,5;10L;121x9;T	1
5.812.33	T-Platte 3,5/3,5;3/3L;52x10;schrägwinklig, 2 LL im Schaft;T	1
5.812.34	T-Platte 3,5/3,5;3/4L;63x10;schrägwinklig, 2 LL im Schaft;T	1
5.812.35	T-Platte 3,5/3,5;3/5L;74x10;schrägwinklig, 2 LL im Schaft;T	1
5.817.33	T-Platte 3,5/3,5;3/3L;50x10;rechtwinklig;T	1
5.817.35	T-Platte 3,5/3,5;3/5L;67x10;rechtwinklig;T	1
5.862.01	Fersenbeinplatte 3,5;10L;Ln 73;groß;T	1
5.863.01	Fersenbeinplatte 3,5;8L;Ln 55;klein;T	1
3.200.02	Unterlegscheibe: A Ø 7/1 Ø 3.8;Titan	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Drähte</b>		
7.031.10	Kirschnerdraht m.Trokarsp.u.rd. Ende;Ø1x150;T	5
7.031.12	Kirschnerdraht m.Trokarsp.u.rd. Ende;Ø1,2x150;T	5
7.031.14	Kirschnerdraht m.Trokarsp.u.rd. Ende;Ø1,4x150;T	5
7.031.16	Kirschnerdraht m.Trokarsp.u.rd. Ende;Ø1,6x150;T	5
7.031.18	Kirschnerdraht m.Trokarsp.u.rd. Ende;Ø1,8x150;T	5
7.031.20	Kirschnerdraht m.Trokarsp.u.rd. Ende;Ø2x150;T	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
2.911.03	Biegeeisen f.Platten f.MF 2,7 u.KF 3,5 (1 Paar)	1
10.450.07	Biegeschablone f.KF-Platten; 7L;85x10	1
10.450.09	Biegeschablone f.KF-Platten; 9L;110x10	1
20.502.00	Halteklammer;groß	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Lagerung</b>		
20.150.20	Sortiergestell; 160x105x26;f. Drähte Ø1,0-Ø2,0;Ln 150	1




# Set Kleinfragment Standard

Implantate und Instrumente; mehrere Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.467.00

## EBENE 3




Art.-Nr. 10.421.01



Set-Nr. 19.467.00 Ebene 3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
10.421.02	Extraktionszange f.Drähte;rund	1
10.507.08	Knochenheber;B 8;schmal	2
10.507.15	Knochenheber;B 15;breit	1
10.428.03	Biegezange f.Platten 2.7-3.5	1
10.427.00	Knochenhaltezange;Ln 150;selbstzentrierend	1
10.507.06	Knochenheber;B 6;schmal	2
10.425.135	Repositionszange m.Spitzen;Ln 135	1
10.425.145	Repositionszange m.Sperre;Ln 145;gezahnt	1
10.520.35	Doppelbohrbuchse; Ø 2.5 mm/Ø 3.5 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Lagerung		
19.462.00/1	Siebkorb m.Einsatz f.Instrumente/ Implantate KF	1



Set-Nr. 19.467.00 Komplet