


Set Low-Contact-Platten 4.5/6.0 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5 und Ø 6.0 mm; Stahl; Set-Nr. 19.512.00






Art.-Nr. 4.241.08



Set-Nr. 19.512.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Low-Contact-Platten 4.5/6.0 ws; Stahl		
4.231.06	6 Loch; 106 x 12 mm; schmal	1
4.231.08	8 Loch; 142 x 12 mm; schmal	1
4.231.10	10 Loch; 178 x 12 mm; schmal	1
4.231.12	12 Loch; 214 x 12 mm; schmal	1
4.241.06	6 Loch; 106 x 16 mm; breit	1
4.241.08	8 Loch; 142 x 16 mm; breit	1
4.241.10	10 Loch; 178 x 16 mm; breit	1
4.241.12	12 Loch; 214 x 16 mm; breit	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 4.5; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl		
		
2.152.12	Länge 12 mm	4
2.152.16	Länge 16 mm	4
2.152.20	Länge 20 mm	4
2.152.22	Länge 22 mm	4
2.152.24	Länge 24 mm	4
2.152.26	Länge 26 mm	4
2.152.28	Länge 28 mm	4
2.152.30	Länge 30 mm	4
2.152.32	Länge 32 mm	4
2.152.34	Länge 34 mm	4
2.152.36	Länge 36 mm	4
2.152.38	Länge 38 mm	4
2.152.40	Länge 40 mm	4
2.152.42	Länge 42 mm	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 4.5; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl		
		
2.545.12	Länge 12 mm	5
2.545.14	Länge 14 mm	5
2.545.16	Länge 16 mm	5
2.545.18	Länge 18 mm	5
2.545.20	Länge 20 mm	5
2.545.22	Länge 22 mm	5
2.545.24	Länge 24 mm	5
2.545.26	Länge 26 mm	5
2.545.28	Länge 28 mm	5
2.545.30	Länge 30 mm	5
2.545.32	Länge 32 mm	5
2.545.34	Länge 34 mm	5
2.545.36	Länge 36 mm	5
2.545.38	Länge 38 mm	5
2.545.40	Länge 40 mm	5
2.545.45	Länge 45 mm	5


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.09	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 3.2 x 195 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; Großfragment	2
2.9771.45	Bohrbuchse für winkelstabiles Kompressionsloch; Großfragment	1

Set Low-Contact-Platten 4.5/6.0 ws


winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5 und Ø 6.0 mm; Stahl; Set-Nr. 19.512.00

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
Siebkorb		
19.513.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und gerade Platten; Großfragment	1

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
2.9406.35	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm – Ø 7.0 mm; SW 3.5; Länge 215 mm	1
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1



Set-Nr. 19.512.00  Innenseckskant



untere Ebene