

# Set Low-Contact-Platten 4.5/6.0 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5 und Ø 6.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.514.00



Art.-Nr. 5.231.06; Vorderseite




Art.-Nr. 5.241.08; Vorderseite



Art.-Nr. 5.231.06; Rückseite



Art.-Nr. 5.241.08; Rückseite



Set-Nr. 19.514.00 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
<b>Low-Contact-Platten 4.5/6.0 ws; Titan</b>		
5.231.06	6 Loch; 106 x 12 mm; schmal	1
5.231.08	8 Loch; 142 x 12 mm; schmal	1
5.231.10	10 Loch; 178 x 12 mm; schmal	1
5.231.12	12 Loch; 214 x 12 mm; schmal	1
5.241.06	6 Loch; 106 x 16 mm; breit	1
5.241.08	8 Loch; 142 x 16 mm; breit	1
5.241.10	10 Loch; 178 x 16 mm; breit	1
5.241.12	12 Loch; 214 x 16 mm; breit	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
<b>Kortikalisschraube 4.5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b>		
3.152.12	Länge 12 mm	4
3.152.16	Länge 16 mm	4
3.152.20	Länge 20 mm	4
3.152.22	Länge 22 mm	4
3.152.24	Länge 24 mm	4
3.152.26	Länge 26 mm	4
3.152.28	Länge 28 mm	4
3.152.30	Länge 30 mm	4
3.152.32	Länge 32 mm	4
3.152.34	Länge 34 mm	4
3.152.36	Länge 36 mm	4
3.152.38	Länge 38 mm	4
3.152.40	Länge 40 mm	4
3.152.42	Länge 42 mm	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
<b>Kortikalisschraube 4.5; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b>		
3.545.12	Länge 12 mm	5
3.545.14	Länge 14 mm	5
3.545.16	Länge 16 mm	5
3.545.18	Länge 18 mm	5
3.545.20	Länge 20 mm	5
3.545.22	Länge 22 mm	5
3.545.24	Länge 24 mm	5
3.545.26	Länge 26 mm	5
3.545.28	Länge 28 mm	5
3.545.30	Länge 30 mm	5
3.545.32	Länge 32 mm	5
3.545.34	Länge 34 mm	5
3.545.36	Länge 36 mm	5
3.545.38	Länge 38 mm	5
3.545.40	Länge 40 mm	5
3.545.45	Länge 45 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
2.904.09	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 3.2 x 195 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; Großfragment	2
2.9771.45	Bohrbuchse für winkelstabiles Kompressionsloch; Großfragment	1




# Set Low-Contact-Platten 4.5/6.0 ws


winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5 und Ø 6.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.514.00

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
Siebkorb		
19.513.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und gerade Platten; Großfragment	1

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
2.9406.35	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm – Ø 7.0 mm; SW 3.5; Länge 215 mm	1
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1



Set-Nr. 19.514.00  Innensechskant



untere Ebene