


# Set Instrumente 2.7 ISK

für Schrauben Ø 2.7 mm; Set-Nr. 19.027.001



Set-Nr. 19.027.001  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
2.904.03	Spiralbohrer für SK; Ø 2 x 105 mm; Spl 30 mm; 2-lippig	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; SW 2,5; konisch	1
2.953.65	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2,7 mm; MB 60 mm	1
2.977.19	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 2,7; Länge 42 mm	1
2.977.11/3	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2,7; Länge 44 mm; eingängiges Gewinde mit Rändel	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Drähte</b>		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1,6 x 150 mm; Stahl	5

<b>Siebkorb</b>		
19.027.01	Siebkorb f. Instrumente Versorgung 2.7	1

#### Optional erhältlich:

10.180.05 – Zielblock für dist.Radiusplatte 5.9823.xx;rechts  
 10.181.05 – Zielblock für dist.Radiusplatte 5.9833.xx;links  
 10.180.07 – Zielblock für dist.Radiusplatte 5.9843.xx;rechts  
 10.181.07 – Zielblock für dist.Radiusplatte 5.9853.xx;links

Kombinierbar mit:

19.116.00	Distale Radiusplatte 2.7 ws ISK T SET
19.116.00PS	Distale Radiusplatte 2.7 ws ISK T IMPLANTATE steril MIN
19.116.00PS+	Distale Radiusplatte 2.7 ws ISK T IMPLANTATE steril
19.1163.00	Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T SET
19.1163.00PS	Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T IMPLANTATE steril MIN
19.1163.00PS+	Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T IMPLANTATE steril
5.3603.xx	Claviculaplatte m. kon. Gew.2,7; R; vws; T
5.3613.xx	Claviculaplatte m. kon. Gew.2,7; L; vws; T