

# Winkelplatten

## Stahl



Art.-Nr. 4.676.01



Art.-Nr. 4.636.04



Art.-Nr. 4.656.022

Artikel-Nr. Bezeichnung

EAN

### Jugendlichen-Platte intertroch. 90° 4.5 – Plattenstärke 4.0 mm

4.676.01	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 3 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 40 mm; Stahl	4 047075 053445
4.676.02	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 3 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 50 mm; Stahl	4 047075 053452
4.676.03	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 3 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 40 mm; Stahl	4 047075 053513
4.676.04	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 3 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 50 mm; Stahl	4 047075 053520
4.676.05	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 3 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 60 mm; Stahl	4 047075 053544
4.676.23	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 3 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 55 mm; Stahl	4 047075 113101
4.676.40	Intertroch.Platte für Adoleszenten 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 8 mm; Klingenlänge 50 mm; Stahl	4 047075 143115

### Platte intertroch. 90° 4.5 DC – Plattenstärke 5.4 mm


4.636.01	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 40 mm; Stahl	4 047075 055500
4.636.02	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 50 mm; Stahl	4 047075 055456
4.636.03	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 60 mm; Stahl	4 047075 055524
4.636.04	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 40 mm; Stahl	4 047075 055531
4.636.05	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 50 mm; Stahl	4 047075 055548
4.636.06	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 60 mm; Stahl	4 047075 110384
4.636.11	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 20 mm; Klingenlänge 60 mm; Stahl	4 047075 055395
4.636.29	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 45 mm; Stahl	4 047075 055180

### Platte intertroch. 90° 4.5/6.5 DC – Plattenstärke 5.4 mm

4.636.07SA	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Löchern 90° 4.5 und 6.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 15 mm; Klingenlänge 70 mm; Stahl	4 047075 113545
------------	---	-----------------

# Winkelplatten

## Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Platte intertroch. 110° 4.5 DC – Plattenstärke 5.4 mm		
4.656.00	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 60 mm; Stahl	 4 047075 054718
4.656.01	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 65 mm; Stahl	 4 047075 054541
4.656.015	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 50 mm; Stahl	 4 047075 054558
4.656.02	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 75 mm; Stahl	 4 047075 054640
4.656.022	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 80 mm; Stahl	 4 047075 054657
4.656.025	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 55 mm; Stahl	 4 047075 054589
4.656.027	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 70 mm; Stahl	 4 047075 061884
4.656.03	Intertroch.Platte für Erwachsene mit DC-Loch 110° 4.5 mm; 4 Loch; Bogentiefe 10 mm; Klingenlänge 85 mm; Stahl	 4 047075 054671