


Set Distale Radiusplatte 2.4 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm; Titan; Set-Nr. 19.117.00



Art.-Nr. 5.08173.06

Art.-Nr. 5.08193.06



Art.-Nr. 5.08273.06

Art.-Nr. 5.08293.06



Set-Nr. 19.117.00 Innensechsrund


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
Variabel winkelstabile distale Radiusplatten 2.4; Titan		
5.08173.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/3 Loch; 23x55mm; schmal; vws; links	1
5.08173.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/4 Loch; 23x63mm; schmal; vws; links	1
5.08273.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/3 Loch; 23x55mm; schmal; vws; rechts	1
5.08273.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 7/4 Loch; 23x63mm; schmal; vws; rechts	1


5.08193.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/3 Loch; 28x55mm; breit; vws; links	1
5.08193.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/4 Loch; 28x63mm; breit; vws; links	1
5.08293.03	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/3 Loch; 28x55mm; breit; vws; rechts	1
5.08293.04	Dist. Radiusplatte 2.4; 9/4 Loch; 28x63mm; breit; vws; rechts	1

Instrumente		
2.904.33	Spiralbohrer f.SK;Ø1.8x105;Spl30;2-lippig	1
2.953.24	Messgerät m.Haken f.SchraubenØ2,4;MB 60	1
2.9775.24	Bohrbuchse;Ø2.4 Doppelkonus;ws	2
2.93886.08	Schraubendreher ISR Größe 8; PPSU-Griff; L 180 mm	1
2.9419.08	Schraubendrehereinsatz f.SK f.Innensechsrund 08 OPTIONAL	0
10.500.24	Kombibohrbuchse m. Griff f. Verschraubung 2.4,L 45	1

Drähte		
6.031.15	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.5 mm x 150 mm; Stahl	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
Innensechsrund		
3.0224.12	Länge 12 mm	5
3.0224.14	Länge 14 mm	5
3.0224.16	Länge 16 mm	5
3.0224.18	Länge 18 mm	5
3.0224.20	Länge 20 mm	5

Winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
Innensechsrund		
3.0124.12	Länge 12 mm	5
3.0124.14	Länge 14 mm	5
3.0124.16	Länge 16 mm	5
3.0124.18	Länge 18 mm	5
3.0124.20	Länge 20 mm	5
3.0124.22	Länge 22 mm	5
3.0124.24	Länge 24 mm	5
3.0124.26	Länge 26 mm	5
3.0124.28	Länge 28 mm	5


Winkelstabile Pins Ø 1.8 mm; Titan 		
Innensechsrund		
3.0324.16	Länge 16 mm	3
3.0324.18	Länge 18 mm	3
3.0324.20	Länge 20 mm	3
3.0324.22	Länge 22 mm	3
3.0324.24	Länge 24 mm	3
3.0324.26	Länge 26 mm	3
3.0324.28	Länge 28 mm	3

Set Distale Radiusplatte 2.4 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.4 mm; Titan; Set-Nr. 19.117.00

Siebkorb

19.118.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate Radius-Set 2.4	1
-----------	--	---



Set-Nr. 19.117.00  Innensechsrund