

# Set Distale Femurplatte 4.5/5.5 ws ISK T IMPLANTATE steril


winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.602.00PS+




Art.-Nr. S5.9482.12

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
Distale Femurplatte mit konischem Gewinde 4.5 bis 6.0; Plattenstärke 6.0 mm; Titan		
S5.9482.06	6 Loch; 150 x 18 mm; rechts	1
S5.9482.08	8 Loch; 182 x 18 mm; rechts	1
S5.9482.12	12 Loch; 246 x 18 mm; rechts	1
S5.9482.16	16 Loch; 309 x 18 mm; rechts	1
S5.9492.06	6 Loch; 150 x 18 mm; links	1
S5.9492.08	8 Loch; 182 x 18 mm; links	1
S5.9492.12	12 Loch; 246 x 18 mm; links	1
S5.9492.16	16 Loch; 309 x 18 mm; links	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
Kortikalisschraube m. kon. Kopfgewinde; Ø 5.5 mm; Vollgew.; selbstschneid.; Titan 		
S3.549.40	Länge 40 mm	2
S3.549.45	Länge 45 mm	2
S3.549.50	Länge 50 mm	2
S3.549.55	Länge 55 mm	4
S3.549.60	Länge 60 mm	4
S3.549.65	Länge 65 mm	4
S3.549.70	Länge 70 mm	4
S3.549.75	Länge 75 mm	4
S3.549.80	Länge 80 mm	4
S3.549.85	Länge 85 mm	4
S3.549.90	Länge 90 mm	2

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
S3.545.14	Länge 14 mm	6
S3.545.18	Länge 18 mm	6
S3.545.22	Länge 22 mm	6
S3.545.26	Länge 26 mm	6
S3.545.30	Länge 30 mm	6
S3.545.34	Länge 34 mm	6
S3.545.38	Länge 38 mm	6
S3.545.42	Länge 42 mm	6
S3.545.46	Länge 46 mm	6
S3.545.50	Länge 50 mm	3
S3.545.54	Länge 54 mm	3

Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
S3.152.14	Länge 14 mm	6
S3.152.18	Länge 18 mm	6
S3.152.22	Länge 22 mm	6
S3.152.26	Länge 26 mm	6
S3.152.30	Länge 30 mm	6
S3.152.34	Länge 34 mm	6
S3.152.38	Länge 38 mm	6
S3.152.42	Länge 42 mm	6
S3.152.46	Länge 46 mm	6
S3.152.50	Länge 50 mm	3
S3.152.54	Länge 54 mm	3

Kombinierbar mit:

19.602.00 Distale Femurplatte 4.5/5.5 ws ISK T Set



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

HeBo | Edition 03 | 2024-02  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.