


Set KFN INSTRUMENTE Entfernung

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.10



 Innensechskant

Set-Nr. 19.344.10

Siebkorb KFN-Explantation; Art.-Nr. 19.347.10

nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Instrumente			
2.930.35	–	Sechskantschraubendreher mit T-Griff für Ø 4.5 mm bis Ø 7.0 mm; Länge 232 mm	1
10.2636.01	–	Nagelein- und ausschläger für KFN	1
10.263.05	–	Maulschlüssel; SW 17	1
10.2646.03	–	Sechskantschraubendreher mit Griff und Haltehülse; SW 3.5	1
10.264.09	–	Ausdrehinstrument mit T-Griff	1
10.264.10	–	Fixierstab für Ausdrehinstrument; Ø 4.0 mm x 270 mm	1
10.2646.17	–	Sechskantschraubendreher mit Griff; db; IØ 2.2 mm; SW 3.5	1
10.264.18	–	Ausdrehhülse; Ø 10 mm x 200.5 mm	1
10.264.30/3	–	Spannschraube für KFN-Zielbügel	1
Siebkorb			
19.347.10	–	Siebkorb für Instrumente 4 KFN-Explantation	1

Zur Beratung bezüglich des Systems wenden Sie sich gern an unser Serviceteam oder Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.



[illegible]

Siebkorb KFN-Explantation; Art.-Nr. 19.347.10
nicht steril verpackt