

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.114.14
Art.-Nr. S3.114.14

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.0 ws ss				
3.114.06		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 6 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.06	
3.114.07		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 7 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.07	
3.114.08		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 8 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.08	
3.114.09		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 9 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.09	
3.114.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.10	
3.114.11		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 11 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.11	
3.114.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.12	
3.114.13		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 13 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.13	
3.114.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.14	
3.114.15		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 15 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.15	
3.114.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.16	
3.114.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.18	
3.114.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.20	
3.114.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.22	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.114.14
Art.-Nr. S3.114.14



Art.-Nr. 3.0124.20
Art.-Nr. S3.0124.20

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.0 ws ss				
3.114.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.24	
3.114.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.26	
3.114.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.28	
3.114.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.0 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	S3.114.30	
Kortikalisschraube 2.4 ws ISR8 ss				
3.0124.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.10	
3.0124.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.12	
3.0124.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.14	
3.0124.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.16	
3.0124.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.18	
3.0124.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.20	
3.0124.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.22	
3.0124.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.24	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.0124.20
Art.-Nr. S3.0124.20



Art.-Nr. 3.2124.16
Art.-Nr. S3.2124.16

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.4 ws ISR8 ss				
3.0124.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.26	
3.0124.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 8; TiOB®; Titan	S3.0124.28	
Kortikalisschraube 2.4 ws mit TOBI®-Drive B8 ss				
3.2124.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.10	
3.2124.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.12	
3.2124.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.14	
3.2124.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.16	
3.2124.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.18	
3.2124.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.20	
3.2124.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.22	
3.2124.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.24	
3.2124.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.26	
3.2124.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.4 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopfdurchmesser 3.75 mm; TOBI®-Drive B8; Titan	S3.2124.28	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.125.20
Art.-Nr. S3.125.20

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.7 ws ss				
3.125.08		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 8 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.08	
3.125.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.10	
3.125.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.12	
3.125.13		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 13 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.13	
3.125.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.14	
3.125.15		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 15 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.15	
3.125.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.16	
3.125.17		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 17 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.17	
3.125.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.18	
3.125.19		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 19 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.19	
3.125.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.20	
3.125.21		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 21 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.21	
3.125.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.22	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.125.20
Art.-Nr. S3.125.20

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.7 ws ss				
3.125.23		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 23 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.23	
3.125.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.24	
3.125.25		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 25 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.25	
3.125.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.26	
3.125.27		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 27 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.27	
3.125.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.28	
3.125.29		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 29 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.29	
3.125.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.30	
3.125.31		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 31 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.31	
3.125.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.32	
3.125.33		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 33 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.33	
3.125.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.34	
3.125.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.36	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.125.20
Art.-Nr. S3.125.20



Art.-Nr. 3.1251.20
Art.-Nr. S3.1251.20

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.7 ws ss				
3.125.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.38	
3.125.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.40	
3.125.45		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.45	
3.125.50		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; Kopfdurchmesser 5.0 mm; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.125.50	
Kortikalisschraube 2.7 ws ISR10 ss				
3.1251.08		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 8 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.08	
3.1251.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.10	
3.1251.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.12	
3.1251.13		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 13 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.13	
3.1251.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.14	
3.1251.15		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 15 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.15	
3.1251.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.16	
3.1251.17		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 17 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.17	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.1251.20
Art.-Nr. S3.1251.20

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.7 ws ISR10 ss				
3.1251.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.18	
3.1251.19		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 19 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.19	
3.1251.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.20	
3.1251.21		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 21 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.21	
3.1251.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.22	
3.1251.23		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 23 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.23	
3.1251.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.24	
3.1251.25		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 25 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.25	
3.1251.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.26	
3.1251.27		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 27 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.27	
3.1251.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.28	
3.1251.29		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 29 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.29	
3.1251.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.30	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.1251.20
Art.-Nr. S3.1251.20



Art.-Nr. 3.133.30
Art.-Nr. S3.133.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 2.7 ws ISR10 ss				
3.1251.31		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 31 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.31	
3.1251.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.32	
3.1251.33		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 33 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.33	
3.1251.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.34	
3.1251.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.36	
3.1251.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.38	
3.1251.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 2.7 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechsrund 10; Titan	S3.1251.40	
Kortikalisschraube 3.5 ws ss				
3.133.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.10	
3.133.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.12	
3.133.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.14	
3.133.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.16	
3.133.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.18	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.133.30
Art.-Nr. S3.133.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 3.5 ws ss				
3.133.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.20	
3.133.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.22	
3.133.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.24	
3.133.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.26	
3.133.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.28	
3.133.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.30	
3.133.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.32	
3.133.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.34	
3.133.35		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 35 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.35	
3.133.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.36	
3.133.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.38	
3.133.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.40	
3.133.42		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.42	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.133.30
Art.-Nr. S3.133.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 3.5 ws ss				
3.133.44		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.44	
3.133.45		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.45	
3.133.46		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.46	
3.133.48		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.48	
3.133.50		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.50	
3.133.52		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.52	
3.133.54		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.54	
3.133.55		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 55 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.55	
3.133.56		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.56	
3.133.58		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 58 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.58	
3.133.60		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.60	
3.133.65		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.65	
3.133.70		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.133.70	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.136.30
Art.-Nr. S3.136.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 3.5 ws ss Kopf 5				
3.136.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.10	
3.136.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.12	
3.136.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.14	
3.136.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.16	
3.136.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.18	
3.136.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.20	
3.136.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.22	
3.136.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.24	
3.136.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.26	
3.136.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.28	
3.136.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.30	
3.136.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.32	
3.136.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.34	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.136.30
Art.-Nr. S3.136.30



Art.-Nr. 3.0135.26
Art.-Nr. S3.0135.26

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 3.5 ws ss Kopf 5				
3.136.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.36	
3.136.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.38	
3.136.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 3.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend, Kopfdurchmesser 5.0 mm; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	S3.136.40	
Kortikalisschraube² 3.5 ws ISR15 ss				
3.0135.10		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.10	
3.0135.12		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.12	
3.0135.14		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.14	
3.0135.16		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.16	
3.0135.18		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.18	
3.0135.20		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.20	
3.0135.22		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.22	
3.0135.24		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.24	
3.0135.26		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.26	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.0135.26
Art.-Nr. S3.0135.26

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube² 3.5 ws ISR15 ss				
3.0135.28		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.28	
3.0135.30		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.30	
3.0135.32		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.32	
3.0135.34		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.34	
3.0135.35		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 35 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.35	
3.0135.36		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.36	
3.0135.38		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.38	
3.0135.40		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.40	
3.0135.42		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.42	
3.0135.44		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.44	
3.0135.45		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.45	
3.0135.46		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.46	
3.0135.48		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.48	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.0135.26
Art.-Nr. S3.0135.26



Art.-Nr. 3.148.30
Art.-Nr. S3.148.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube² 3.5 ws ISR15 ss				
3.0135.50		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.50	
3.0135.52		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.52	
3.0135.54		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.54	
3.0135.55		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 55 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.55	
3.0135.56		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.56	
3.0135.58		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 58 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.58	
3.0135.60		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.60	
3.0135.65		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.65	
3.0135.70		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 3.5 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0135.70	
Kortikalisschraube 4.0 ws ss				
3.148.10		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.10	
3.148.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.12	
3.148.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.14	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.148.30
Art.-Nr. S3.148.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 4.0 ws ss				
3.148.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.16	
3.148.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.18	
3.148.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.20	
3.148.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.22	
3.148.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.24	
3.148.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.26	
3.148.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.28	
3.148.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.30	
3.148.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.32	
3.148.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.34	
3.148.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.36	
3.148.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.38	
3.148.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.40	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.148.30
Art.-Nr. S3.148.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 4.0 ws ss				
3.148.42		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.42	
3.148.44		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.44	
3.148.45		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.45	
3.148.46		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.46	
3.148.48		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.48	
3.148.50		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.50	
3.148.52		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.52	
3.148.54		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.54	
3.148.55		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 55 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.55	
3.148.56		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.56	
3.148.58		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 58 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.58	
3.148.60		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.60	
3.148.65		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.65	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.148.30
Art.-Nr. S3.148.30



Art.-Nr. 3.0140.30
Art.-Nr. S3.0140.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 4.0 ws ss				
3.148.70		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.70	
3.148.75		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.75	
3.148.80		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.80	
3.148.85		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.85	
3.148.90		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.0 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	S3.148.90	
Kortikalisschraube² 4.0 ws ISR15 ss				
3.0140.10		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.10	
3.0140.12		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.12	
3.0140.14		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.14	
3.0140.16		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.16	
3.0140.18		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.18	
3.0140.20		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.20	
3.0140.22		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.22	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.0140.30
Art.-Nr. S3.0140.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube² 4.0 ws ISR15 ss				
3.0140.24		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.24	
3.0140.26		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.26	
3.0140.28		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.28	
3.0140.30		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.30	
3.0140.32		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.32	
3.0140.34		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.34	
3.0140.36		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.36	
3.0140.38		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.38	
3.0140.40		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.40	
3.0140.42		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.42	
3.0140.44		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.44	
3.0140.46		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.46	
3.0140.48		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.48	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.0140.30
Art.-Nr. S3.0140.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube² 4.0 ws ISR15 ss				
3.0140.50		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.50	
3.0140.52		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.52	
3.0140.54		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.54	
3.0140.56		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.56	
3.0140.58		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 58 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.58	
3.0140.60		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.60	
3.0140.65		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.65	
3.0140.70		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.70	
3.0140.75		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.75	
3.0140.80		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.80	
3.0140.85		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.85	
3.0140.90		Kortikalisschraube ² ; Durchmesser 4.0 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	S3.0140.90	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.545.30
Art.-Nr. S3.545.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 4.5 ws ss				
3.545.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.12	
3.545.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.14	
3.545.16		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.16	
3.545.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.18	
3.545.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.20	
3.545.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.22	
3.545.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.24	
3.545.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.26	
3.545.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.28	
3.545.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.30	
3.545.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.32	
3.545.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.34	
3.545.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.36	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.545.30
Art.-Nr. S3.545.30

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 4.5 ws ss				
3.545.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.38	
3.545.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.40	
3.545.42		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.42	
3.545.44		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.44	
3.545.45		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.45	
3.545.46		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.46	
3.545.48		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.48	
3.545.50		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.50	
3.545.52		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.52	
3.545.54		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.54	
3.545.55		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 55 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.55	
3.545.56		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.56	
3.545.60		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.60	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.545.30
Art.-Nr. S3.545.30



Art.-Nr. 3.549.40
Art.-Nr. S3.549.40

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 4.5 ws ss				
3.545.65		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.65	
3.545.70		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.70	
3.545.75		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.75	
3.545.80		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.80	
3.545.85		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.85	
3.545.90		Kortikalisschraube; Durchmesser 4.5 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.545.90	
Kortikalisschraube 5.5 ws ss				
3.549.12		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.12	
3.549.14		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.14	
3.549.18		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.18	
3.549.20		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.20	
3.549.22		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.22	
3.549.24		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.24	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.549.40
Art.-Nr. S3.549.40

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 5.5 ws ss				
3.549.26		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.26	
3.549.28		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.28	
3.549.30		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.30	
3.549.32		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.32	
3.549.34		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.34	
3.549.36		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.36	
3.549.38		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.38	
3.549.40		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.40	
3.549.42		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.42	
3.549.44		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.44	
3.549.45		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.45	
3.549.46		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.46	
3.549.48		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.48	
3.549.50		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.50	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.549.40
Art.-Nr. S3.549.40

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Kortikalisschraube 5.5 ws ss				
3.549.52		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.52	
3.549.54		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.54	
3.549.55		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 55 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.55	
3.549.60		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.60	
3.549.65		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.65	
3.549.70		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.70	
3.549.75		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.75	
3.549.80		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.80	
3.549.85		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.85	
3.549.90		Kortikalisschraube; Durchmesser 5.5 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	S3.549.90	

Information

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

SiZi | Edition 03 | 2024-11
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.