

Set Proximaler Humerus EIGHT² vws ISR T / IMPLANTATE steril


2-gängig; variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3673.10 / steril verpackt Set. Nr. 19.3673.10PS+



Art.-Nr. 5.07933.86

Art.-Nr. S5.07933.86



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.3673.10

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.3673.10PS+

 Innensechsrund
Set-Nr. 19.3673.10
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten			
Proximale Humerusplatte ² 4.0/3.5			
5.07933.83	S5.07933.83	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/3L; L 77 mm; vws; 2g; T	1
5.07933.84	S5.07933.84	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/4L; L 93 mm; vws; 2g; T	1
5.07933.85	S5.07933.85	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/5L; L 109 mm; vws; 2g; T	1
5.07933.86	S5.07933.86	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/6L; L 125 mm; vws; 2g; T	1
Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 3.5 ISR15 ss  			
3.1321.22	S3.1321.22	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 22; VG; ISR15 ;ss; T	5
3.1321.24	S3.1321.24	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 24; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.26	S3.1321.26	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 26; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.28	S3.1321.28	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 28; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.30	S3.1321.30	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 30; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.32	S3.1321.32	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 32; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.34	S3.1321.34	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 34; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.36	S3.1321.36	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 36; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.38	S3.1321.38	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 38; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.40	S3.1321.40	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 40; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.42	S3.1321.42	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 42; VG; ISR15; ss; T	5
Kortikalisschraube ² 3.5 ws ISR15 ss  			
3.0135.22	S3.0135.22	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 22; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.24	S3.0135.24	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 24; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.26	S3.0135.26	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 26; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.28	S3.0135.28	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 28; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.30	S3.0135.30	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 30; VG; ISR15; ss; T	5



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550

Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

StZi | Edition 01 | 2024-08

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set Proximaler Humerus EIGHT² vws ISR T / IMPLANTATE steril

2-gängig; variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3673.10 / steril verpackt Set. Nr. 19.3673.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.0135.32	S3.0135.32	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 32; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.34	S3.0135.34	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 34; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.36	S3.0135.36	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 36; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.38	S3.0135.38	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 38; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.40	S3.0135.40	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 40; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.42	S3.0135.42	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 42; VG; ISR15; ss; T	5
Spongiosaschraube ² 4.0 ws ISR15 ss 			
3.0340.34	S3.0340.34	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 34; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.36	S3.0340.36	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 36; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.38	S3.0340.38	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 38; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.40	S3.0340.40	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 40; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.42	S3.0340.42	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 42; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.44	S3.0340.44	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 44; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.46	S3.0340.46	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 46; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.48	S3.0340.48	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 48; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.50	S3.0340.50	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 50; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.52	S3.0340.52	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 52; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.54	S3.0340.54	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 54; VG; ss; ISR15; T	5
3.0340.56	S3.0340.56	Spongiosaschraube ² ; ws; Ø 4 x 56; VG; ss; ISR15; T	5


Instrumente			
10.173.05	—	Schlitzschraubendreher	1
10.179.11	—	Zielblock Humerusplatte EIGHT 5.07933.XX; Ln 54	1
10.173.01	—	Schraubenführungshülse f. Zielblock	2
2.904.22	—	Spiralbohrer f. SK; Ø 2,5 x 155; Spl 60; 2-lippig	1
10.500.27A	—	Bohrbuchse m. Griff f.KF; Grifflänge 55	1
2.9385.15	—	Schraubendreher mit Griff ISR15; Ln 215 mm	1
2.953.70	—	Messgerät m. Haken f. Schrauben Ø 3,5 u. Ø 4; MB 70	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.23	—	Bohrbuchse ws für Bohrer 2.5 zweigängig; Ln 68; Stainless Steel	1
2.977.09	—	Bohrbuchse m. Griff f. variabel winkelst. Verschraub.; Ln 68; KF	1
2.9776.30	—	Trichterbohrbuchse mit Griff; Bohrer Ø 3.0/Ø 2.5	1

Set Proximaler Humerus EIGHT² vws ISR T / IMPLANTATE steril

2-gängig; variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3673.10 / steril verpackt Set. Nr. 19.3673.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Bezeichnung	Menge
Drähte			
6.031.18	—	Kirschnerdraht m. Trokarsp. u. rd. Ende; Ø 1,8 x 150; S	5
Siebkorb			
19.366.10	—	Siebkorb Humerusset 2-gängig	1



★ Innensechsrund
Set-Nr. 19.3673.10
nicht steril verpackt