


Set Proximale Humerusplatte EIGHT² vws Korti ISR T / Implantate steril

2-gängig; variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3683.10 / steril verpackt Set. Nr. 19.3683.10PS+



Art.-Nr. 5.07933.86
Art.-Nr. S5.07933.86



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.3683.10

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.3683.10PS+

Innensechsrund
Set-Nr. 19.3683.10
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten			
Proximale Humerusplatte ² 4.0/3.5			
5.07933.83	S5.07933.83	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/3L; L 77 mm; vws; 2g; T	1
5.07933.84	S5.07933.84	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/4L; L 93 mm; vws; 2g; T	1
5.07933.85	S5.07933.85	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/5L; L 109 mm; vws; 2g; T	1
5.07933.86	S5.07933.86	Prox. Humerus Pl. 4.0/3.5; 8/6L; L 125 mm; vws; 2g; T	1
Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 3.5 ISR15 ss 			
3.1321.22	S3.1321.22	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 22; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.24	S3.1321.24	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 24; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.26	S3.1321.26	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 26; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.28	S3.1321.28	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 28; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.30	S3.1321.30	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 30; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.32	S3.1321.32	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 32; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.34	S3.1321.34	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 34; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.36	S3.1321.36	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 36; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.38	S3.1321.38	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 38; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.40	S3.1321.40	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 40; VG; ISR15; ss; T	5
3.1321.42	S3.1321.42	Kortikalisschraube; Ø 3.5 x 42; VG; ISR15; ss; T	5
Kortikalisschraube ² 3.5 ws ISR15 ss 			
3.0135.22	S3.0135.22	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 22; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.24	S3.0135.24	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 24; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.26	S3.0135.26	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 26; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.28	S3.0135.28	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 28; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.30	S3.0135.30	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 30; VG; ISR15; ss; T	5

Set Proximale Humerusplatte EIGHT² vws Korti ISR T / Implantate steril

2-gängig; variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3683.10 / steril verpackt Set. Nr. 19.3683.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.0135.32	S3.0135.32	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 32; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.34	S3.0135.34	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 34; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.36	S3.0135.36	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 36; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.38	S3.0135.38	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 38; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.40	S3.0135.40	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 40; VG; ISR15; ss; T	5
3.0135.42	S3.0135.42	Kortikalisschraube ² ; ws; Ø 3.5 x 42; VG; ISR15; ss; T	5
Kortikalisschraube ² 4.0 ws ISR15 ss 			
3.0140.34	S3.0140.34	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 34 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.36	S3.0140.36	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 36 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.38	S3.0140.38	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 38 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.40	S3.0140.40	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 40 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.42	S3.0140.42	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 42 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.44	S3.0140.44	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 44 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.46	S3.0140.46	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 46 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.48	S3.0140.48	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 48 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.50	S3.0140.50	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 50 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.52	S3.0140.52	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 52 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.54	S3.0140.54	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 54 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5
3.0140.56	S3.0140.56	Kortikalisschraube; Ø 4.0 x 56 mm; winkelstabil; VG; ss; ISR 15	5


Instrumente			
10.173.05	—	Schlitzschraubendreher	1
10.179.11	—	Zielblock Humerusplatte EIGHT 5.07933.XX; Ln 54	1
10.173.01	—	Schraubenführungshülse f. Zielblock	2
2.904.22	—	Spiralbohrer f. SK; Ø 2,5 x 155; Spl 60; 2-lippig	1
2.904.25	—	Spiralbohrer f. SK; Ø 3,0 x 155; Spl 60; 2-lippig	1
10.500.27A	—	Bohrbuchse m.Griff f. KF; Grifflänge 55	1
2.9385.15	—	Schraubendreher mit Griff ISR15; Ln 215 mm	1
2.953.70	—	Messgerät m. Haken f. Schrauben Ø 3,5 u. Ø 4; MB 70	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.23	—	Bohrbuchse ws für Bohrer 2.5 zweigängig; Ln 68; Stainless Steel	1
2.977.09	—	Bohrbuchse m.Griff f.variabel winkelst.Verschraub.; Ln 68; KF	1
2.977.22	—	Bohrbuchse ws für Bohrer 3.0 zweigängig; Ln 68 mm	1
2.977.21	—	Bohrbuchse mit Griff vws Verschraubung 4.0; Ln 68 mm	1
2.9776.30	—	Trichterbohrbuchse mit Griff; Bohrer Ø 3.0/Ø 2.5	1

Set Proximale Humerusplatte EIGHT² vws Korti ISR T / Implantate steril

2-gängig; variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.3683.10 / steril verpackt Set. Nr. 19.3683.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Bezeichnung	Menge
Drähte			
6.031.18	—	Kirschnerdraht m. Trokarsp. u. rd. Ende; Ø 1,8 x 150; S	5
Siebkorb			
19.3661.10	—	Siebkorb Humerusset 2-gängig	1



★ Innensechsrund
Set-Nr. 19.3683.10
nicht steril verpackt