

Placa CPL 4.5 ea

con estabilidad angular; para tornillos Ø 4.5 mm; para cable Ø 1.5 mm; acero



Ilustración 4.2341.10



Ilustración 4.2461.10

N.º art.	Descripción	EAN
Placa CPL 4.5 ea estrecha		
4.2341.08	Placa CPL con rosca cónica y 6 muescas 4.5; 8 orificios; 124 x 12 mm; acero	
4.2341.10	Placa CPL con rosca cónica y 8 muescas 4.5; 10 orificios; 154 x 12 mm; acero	
4.2341.12	Placa CPL con rosca cónica y 10 muescas 4.5; 12 orificios; 184 x 12 mm; acero	
4.2341.14	Placa CPL con rosca cónica y 12 muescas 4.5; 14 orificios; 214 x 12 mm; acero	
Placa CPL 4.5 ea ancha		
4.2461.10	Placa CPL con rosca cónica y 8 muescas 4.5; 10 orificios; 174 x 16 mm; acero	
4.2461.12	Placa CPL con rosca cónica y 10 muescas 4.5; 12 orificios; 206 x 16 mm; acero	
4.2461.14	Placa CPL con rosca cónica y 12 muescas 4.5; 14 orificios; 238 x 16 mm; acero	
4.2461.16	Placa CPL con rosca cónica y 14 muescas 4.5; 16 orificios; 270 x 16 mm; acero	