

Set Dinámica Epifisaria Telescópico Tornillo (DET)

Acero; N.º set 19.501.00



ilustración 6.285.80



ilustración 6.286.80




ilustración 19.501.00

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes - Tornillos		
Tornillo DET Ø 7.0 mm rosca 7.0 mm; interior Ø 2.2 mm autorroscantes; cortando hacia atrás; acero		
6.285.40	Longitud 40 mm	3
6.285.50	Longitud 50 mm	3
6.285.60	Longitud 60 mm	3
6.285.70	Longitud 70 mm	3
6.285.80	Longitud 80 mm	3

Manguito tornillo DET Ø 7.5 mm interior Ø 5.6 mm; acero		
6.286.40	Longitud 40 mm	3
6.286.50	Longitud 50 mm	3
6.286.60	Longitud 60 mm	3
6.286.70	Longitud 70 mm	3
6.286.80	Longitud 80 mm	3

Alambres		
2.988.20/310	Aguja guía; Ø 2,0 x 310 mm; rosc. 15; A	5

Tambor perforado		
19.500.00	Tambor perforado con inserto para instrumentos y tornillos DET	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.9436.35/275	Dest. hexagonal c. mango p. Ø 4,5 - 7.0 mm; perf.; lØ 2,2 mm; Anli 3.5 mm; L 275 mm	1
2.9476.02	Instrumento para desenroscar el DET-tornillo; Longitud 275 mm	1
2.908.76	Broca espiral c. ar. triang.; Ø 7,6 x 285 mm; Apl 100 mm; perfor., lØ 2,2 mm; 3 filos	1
10.261.19	Broca espir. c. ar. triang.; Ø 4,8 x 320 mm; 3 filos, Apl 55 mm, perf.; lØ 2,2 mm	1
10.261.01	Casquillo de taladro; Ø 8,0 x 150 mm; verde	1
10.261.03	Casquillo de taladro; Ø 4,8 x 160 mm; azul	1
10.261.02	Casquillo de taladro; Ø 2,1 x 160 mm; plata	1
2.950.02	Varilla de medición para tornillo DET; L 145; RM 120 mm	1
2.928.01	Instrumento soporte de alambres para tornillo DET; Ø 2,0 mm, L 347 mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

Set Dinámica Epifisaria Telescópico Tornillo (DET)

Acero; N.º set 19.501.00




ilustración 19.501.00