

Set DHS/DCS

Implantes; titanio; N.º set 19.122.00



Ilustración 7.315.04



Ilustración 7.318.04



Ilustración 7.310.65



Ilustración 7.395.00




Ilustración 19.122.00

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – bridas		
Brida DHS 135°; titanio		
7.315.04	4 orificios; 90 x 19 mm	1
7.315.05	5 orificios; 106 x 19 mm	1
7.315.06	6 orificios; 122 x 19 mm	1

Brida DHS 150°; titanio		
7.318.04	4 orificios; 90 x 19 mm	1
7.318.05	5 orificios; 106 x 19 mm	1
7.318.06	6 orificios; 122 x 19 mm	1

Implantes – tornillos		
Tornillo DHS/DCS Ø12.5; titanio		
7.310.65	longitud 65 mm	1
7.310.70	longitud 70 mm	1
7.310.75	longitud 75 mm	1
7.310.80	longitud 80 mm	1
7.310.85	longitud 85 mm	2
7.310.90	longitud 90 mm	2
7.310.95	longitud 95 mm	2
7.310.100	longitud 100 mm	2
7.310.105	longitud 105 mm	1
7.310.110	longitud 110 mm	1
7.310.115	longitud 115 mm	1

Implantes – tornillos		
Tornillo DHS compresión; titanio		
 Hexágono interior		
7.311.01	M4 x 27 mm; longitud 35 mm; AnLi 3.5	3

Implantes – accesorios		
Placa soporte 3.5/4.5; titanio		
7.395.00	6 orificios; 148 x 22.5 mm	1

Alambres		
2.983.25	Aguja guía; Ø 2.5 x 230; rosca 10; acero	5

Tambor perforado		
19.124.00	Tambor perforado c. inserto para implantes DHS/DCS	1

Set DHS/DCS

Implantes; titanio; N.º set 19.122.00




Ilustración 19.122.00