

Bridas DHS

para tornillos Ø 4.5 mm; acero



Ilustración 6.313.03



Ilustración 6.314.03



Ilustración 6.315.03



Ilustración 6.319.03



Ilustración 6.316.03



Ilustración 6.317.03



Ilustración 6.318.04

N.º art.	Descripción	EAN
Brida DHS 125°		
6.313.03	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 125°; 3A; 74 x 19 mm; acero	4 047075 094615
6.313.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 125°; 4A; 90 x 19 mm; acero	4 047075 098002
6.313.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 125°; 5A; 106 x 19 mm; acero	4 047075 098019
6.313.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 125°; 6A; 122 x 19 mm; acero	4 047075 096725
6.313.07	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 125°; 7A; 138 x 19 mm; acero	4 047075 051595
Brida DHS 130°		
6.314.02	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 2 orificios; 58 x 19 mm; acero	4 047075 020942
6.314.03	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 3 orificios; 74 x 19 mm; acero	4 047075 020959
6.314.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 4 orificios; 90 x 19 mm; acero	4 047075 021116
6.314.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 5 orificios; 106 x 19 mm; acero	4 047075 021062
6.314.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 6 orificios; 122 x 19 mm; acero	4 047075 021130
6.314.07	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 7 orificios; 138 x 19 mm; acero	4 047075 094158
6.314.08	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 8 orificios; 154 x 19 mm; acero	4 047075 021147
6.314.10	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 130°; 10 orificios; 186 x 19 mm; acero	4 047075 021154
Brida DHS 135°		
6.315.02	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 2 orificios; 58 x 19 mm; acero	4 047075 021161
6.315.03	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 3 orificios; 74 x 19 mm; acero	4 047075 020966
6.315.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 4 orificios; 90 x 19 mm; acero	4 047075 021024
6.315.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 5 orificios; 106 x 19 mm; acero	4 047075 021208
6.315.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 6 orificios; 122 x 19 mm; acero	4 047075 021215
6.315.07	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 7 orificios; 138 x 19 mm; acero	4 047075 021222
6.315.08	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 8 orificios; 154 x 19 mm; acero	4 047075 021178
6.315.09	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 9 orificios; 170 x 19 mm; acero	4 047075 021017
6.315.10	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 10 orificios; 186 x 19 mm; acero	4 047075 021246
6.315.12	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 12 orificios; 218 x 19 mm; acero	4 047075 021093
6.315.14	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 14 orificios; 250 x 19 mm; acero	4 047075 021109

Bridas DHS

para tornillos Ø 4.5 mm; acero

N.º art.	Descripción	EAN
Brida DHS 135° cilindro 25		
6.319.02	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 2 orificios; 58x19; cilin.25; acero	4 047075 021611
6.319.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 4 orificios; 90x19; cilin.25; acero	4 047075 021628
6.319.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 5 orificios; 106x19; cilin.25; acero	4 047075 021635
6.319.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 6 orificios; 122x19; cilin.25; acero	4 047075 021642
6.319.08	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 8 orificios; 154x19; cilin.25; acero	4 047075 021444
6.319.10	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°; 10 orificios; 186x19; cilin.25; acero	4 047075 021512
Brida DHS 140°		
6.316.02	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 2 orificios; 58 x 19 mm; acero	4 047075 021314
6.316.03	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 3 orificios; 74 x 19 mm; acero	4 047075 021321
6.316.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 4 orificios; 90 x 19 mm; acero	4 047075 021123
6.316.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 5 orificios; 106 x 19 mm; acero	4 047075 021192
6.316.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 6 orificios; 122 x 19 mm; acero	4 047075 021369
6.316.08	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 8 orificios; 154 x 19 mm; acero	4 047075 021383
6.316.10	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°; 10 orificios; 186 x 19 mm; acero	4 047075 021185
Brida DHS 145°		
6.317.02	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°; 2 orificios; 58 x 19 mm; acero	4 047075 021253
6.317.03	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°; 3 orificios; 74 x 19 mm; acero	4 047075 021260
6.317.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°; 4 orificios; 90 x 19 mm; acero	4 047075 021437
6.317.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°; 5 orificios; 106 x 19 mm; acero	4 047075 021390
6.317.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°; 6 orificios; 122 x 19 mm; acero	4 047075 021451
Brida DHS 150°		
6.318.02	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 2 orificios; 58 x 19 mm; acero	4 047075 021529
6.318.03	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 3 orificios; 74 x 19 mm; acero	4 047075 021536
6.318.04	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 4 orificios; 90 x 19 mm; acero	4 047075 021543
6.318.05	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 5 orificios; 106 x 19 mm; acero	4 047075 021499
6.318.06	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 6 orificios; 122 x 19 mm; acero	4 047075 021345
6.318.07	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 7 orificios; 138 x 19 mm; acero	4 047075 021567
6.318.08	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 8 orificios; 154 x 19 mm; acero	4 047075 021413
6.318.12	Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°; 12 orificios; 218 x 19 mm; acero	4 047075 021550