

Set Instrumental 2.7 HI

para tornillos Ø 2.7 mm; N.º set 19.027.00I




Ilustración 19.027.00I  Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.904.03	Broca espiral para AR; Ø 2 x 105 mm; Apl 30 mm; 2 filos	1
2.9406.25	Dest. hexagonal con mango para Ø 2.7 mm a Ø 4,0 mm; Anli 2,5; cón.	1
2.953.65	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø 2.7 mm; RM 60 mm	1
2.977.19	Casq. talad. con mango para atorn. áng. fijo variable 2.7; longitud 42 mm	1
2.977.11/3	Casquillo d. talad. para atornilladura ang. est. 2.7; longitud 44 mm; rosca a un lado moleteada	2

N.º art.	Descripción	Cant.
Alambres		
6.031.16	Alambre de Kirschner con punto de trocar y extr. red.; Ø 1.6 x 150 mm; acero	5

Tambor perforado		
19.027.01	Tambor perforado para Instrumental 2.7	1

Opcionalmente disponible:

- 10.180.05 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9823.xx; derecha
- 10.181.05 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9833.xx; izquierda
- 10.180.07 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9843.xx; derecha
- 10.181.07 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9853.xx; izquierda

Puede combinarse con:	19.116.00	Placa Radio distal 2.7 ea HI T SET
	19.116.00PS	Placa Radio distal 2.7 eav HI T SET
	19.116.00PS+	Placa Radio distal 2.7 ea HI T IMPLANTES estéril MIN
	19.1163.00	Placa Radio distal 2.7 eav HI T IMPLANTES estéril MIN
	19.1163.00PS	Placa Radio distal 2.7 ea HI T IMPLANTES estéril
	19.1163.00PS+	Placa Radio distal 2.7 eav HI T IMPLANTES estéril
	5.3603.xx	Clavicle plate with conical thread 2,7; R; vas; T
	5.3613.xx	Clavicle plate with conical thread 2,7; L; vas; T