

Set Instrumental 2.7 HL

para tornillos Ø 2.7 mm; N.º set 19.027.10I




Ilustración 19.027.10I  Hexalobular

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.904.03	Broca espiral para AR; Ø 2 x 105 mm; Apl 30 mm; 2 filos	1
2.9386.10	Destornillador con mango para Torx 10	1
2.953.65	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø 2.7 mm; RM 60 mm	1
2.977.19	Casq. talad. con mango para atorn. áng. fijo variable 2.7; longitud 42 mm	1
2.977.11/3	Casquillo d. talad. para atornilladura ang. est. 2.7; longitud 44 mm; rosc. a un lado moleteada	2

N.º art.	Descripción	Cant.
Alambres		
6.031.16	Alambre de Kirschner con punto de trocar y extr. red.; Ø 1,6 x 150 mm; acero	5

N.º art.	Descripción	Cant.
Tambor perforado		
19.027.01	Tambor perforado para Instrumental 2.7	1

Opcionalmente disponible:

10.180.05 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9823.xx; derecha
 10.181.05 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9833.xx; izquierda
 10.180.07 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9843.xx; derecha
 10.181.07 – Bloque d.ajuste d.ángulo p.placa d.radio 5.9853.xx; izquierda

Puede combinarse con:

19.1161.00	Placa Radio distal 2.7 eav HL T SET
19.1161.00PS	Placa Radio distal 2.7 eav HL T IMPLANTES estéril MIN
19.1161.00PS+	Placa Radio distal 2.7 eav HL T IMPLANTES estéril



Königsee Implantate GmbH
 OT Aschau | Am Sand 4
 07426 Allendorf | Alemania

tel +49 36738 498-560
 fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

DaTi | Edición 01 | 2020-09
 Todos los productos son compatible con CE.