


Set Instrumental FP 3.5 HI cabeza 5.0

para tornillos Ø 3.5; cabeza 5.0; N.º set 19.035.10I



N.º set 19.035.10I  Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.904.06	Broca helicoidal ACRA2.5; espiral 60 mm; labio 2; longitud 125 mm; azul	1
2.977.12	Casq. talad. con mango para atorn. áng. fijo variable 3.5 con cabeza Ø 5.0 mm	1
2.977.13	Casq. talad. para atorn. ángulo fijo 3.5 con cabeza Ø 5.0 mm	2
2.9406.25	Dest. hexagonal con mango para Ø 2.7 mm a Ø 4.0 mm; AnLi 2.5; cón.	1
2.953.60	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø 3.5 mm - Ø 4,0 mm; RM 60 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Alambres		
6.031.10	Alambre de Kirschner con punto de trocar y extr. red.; Ø 1,0 x 150 mm; acero	5

Tambor perforado		
19.035.11	Tambor perforado Instrumental 3.5 cabeza Ø 5.0 mm HI	1

Puede combinarse con:

19.671.010	Placa Patella 3.5 eav HI T SET
19.671.010PS+	Placa Patella 3.5 eav HI T IMPLANTES estéril
19.524.00	Placa retro pie 3.5 eav HI T SET
19.524.00PS+	Placa retro pie 3.5 eav HI T IMPLANTES estéril