



## Todos las ventajas de un vistazo

- Tornillos autoperforantes y autoroscantes
- Los tornillos de compresión canulados para fracturas permiten una técnica quirúrgica mínimamente invasiva
- Tornillo Drill-Fix para antepié diseñado como tornillo de ruptura
- Ahorro de espacio ya que está disponible en un juego



## Contacto

Si pudiéramos despertar su interés por la **Tornillo para compresión fractural** y **Tornillo Drill Fix**, por favor, póngase en contacto con nosotros o con su representante de ventas.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Alemania


export@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498 - 560

A petición todos los implantes están disponibles embalado en estéril o no estéril.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

## FRAKO & DRILL-FIX

Tratamiento del antepié /  
compresión de fracturas



## Longitudes disponibles de los tornillos

### Tornillo Drill Fix


Ø 2.0 mm, titanio

longitud de rosca 11 mm; longitud total 26 mm


longitud de rosca 12 mm; longitud total 27 mm

longitud de rosca 13 mm; longitud total 28 mm

longitud de rosca 14 mm; longitud total 29 mm



Tornillo para compresión fractural



Tornillo Drill Fix

## Longitudes disponibles de los tornillos

### Tornillo para compresión fractural

Ø 3.0 mm / Ø 4.0 mm,  
autoperforante, autoroscante,  
perforado, interior Ø 1.3 mm, titanio

longitud total 10 mm; longitud de rosca 4 mm

longitud total 12 mm; longitud de rosca 4 mm

longitud total 14 mm; longitud de rosca 4 mm

longitud total 16 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 18 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 20 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 22 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 24 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 26 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 28 mm; longitud de rosca 6 mm

longitud total 30 mm; longitud de rosca 6 mm

## Set FRAKO y DRILL-FIX



Set Tornillo para compresión fractural y Tornillo Drill Fix



Pinzas de tornillo autoenclavadoras



Varilla de medición tornillo



Destornillador hexagonal

Manguito para taladro y manguito protector tejido

