

# Set FRAKO 3.0/4.0 DrillFix 2.0

N.º set 19.335.00



Ilustración 3.123.20



Ilustración 3.127.12



Ilustración 19.335.00 Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Implantes</b>		
<b>Tornillo para compresión fractural; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm; autoperforante; autoroscante; Interior Ø 1.3 mm; titanio</b>		
3.123.10	longitud 10 mm; rosca 4	3
3.123.12	longitud 12 mm; rosca 4	3
3.123.14	longitud 14 mm; rosca 4	3
3.123.16	longitud 16 mm; rosca 6	3
3.123.18	longitud 18 mm; rosca 6	3
3.123.20	longitud 20 mm; rosca 6	3
3.123.22	longitud 22 mm; rosca 6	3
3.123.24	longitud 24 mm; rosca 6	3
3.123.26	longitud 26 mm; rosca 6	3
3.123.28	longitud 28 mm; rosca 6	3
3.123.30	longitud 30 mm; rosca 6	3
<b>Tornillo Drill Fix; titanio</b>		
3.127.11	longitud 11 mm; longitud total 26 mm	3
3.127.12	longitud 12 mm; longitud total 27 mm	3
3.127.13	longitud 13 mm; longitud total 28 mm	3
3.127.14	longitud 14 mm; longitud total 29 mm	3

<b>Instrumental</b>		
2.906.30	Pre-Taladro Frako ACRA 2.1; LP 8; fresa 3.0; can. 1.3; longitud 60 mm	1
2.906.31	Pre-Taladro Frako ACRA 2.1; LP 18; fresa 3.0; can. 1.3; longitud 60 mm	1
10.3066.01	Mango con ACRA an.2.5 PPSU	1

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Instrumental</b>		
2.950.01	Varilla de medición tornillo para compresión fractural; longitud 150 mm; RM 40 mm	1
2.9436.20	Dest. hexagonal con mango para compresión fractural; perforado; IØ 1.3 mm; Anli 2; longitud 215mm	1
2.9406.127	Destornillador con mango tornillo DrillFix	1
2.956.42	Manguito para taladro y manguito protector tejido; Ø 6.0 x 30 mm; IØ 4.2 mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

<b>Alambres</b>		
2.982.12	Aguja guía; Ø 1.2 x 150 mm; rosca 10; acero	5
6.031.12	Alambre de Kirschner con punto de trocar y extr. red.; Ø 1.2 x 150 mm; acero	3

<b>Tambor perforado</b>		
19.336.00	Tambor perforado con inserto para instrumental y tornillos para fracturas	1

A petición todos los implantes están disponibles embalado en estéril o no estéril.

# Set FRAKO 3.0/4.0 DrillFix 2.0

N.º set 19.335.00




Ilustración 19.335.00  Hexágono interior