

Set Placa Fémur distal 4.5/5.5 ea HI arco inserción INSTRUMENTAL

N.º set 19.604.00




Ilustración 19.604.00  Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.9406.35/260	Dest. hexagonal con mango para Ø 4,5 mm a Ø 7,0 mm; AnLi 3,5; longitud 260 mm	1
2.952.032	Dispositivo de medición para brocas Ø 3,2 mm	2
2.952.040	Dispositivo de medición para brocas Ø 4,0 mm	2
10.176.00	Arco de mira p. placa de fémur dist.; derecha	1
10.176.01	Arco de mira p. placa de fémur dist.; izquierda	1
10.176.10	Mango protec. de tejido para arco mira fémur con rosca; Ø 10 x 149 mm	1
10.176.11/1	Casqu. de taladro para arco mira fémur; Ø 8,0 x 167 mm; lØ 3,3 mm	3
10.176.11/2	Cubierta de fij. para casq. de tal. para arco mira fémur; M8 x 0,75 mm	3
10.176.12	Trocar para arco mira fémur	1
10.176.13	Alambre para rosca para arco mira fémur; Ø 3,0 x 250 mm	3
10.176.14	Tuerca de marip. p. alam. p. rosca p. arco mira fémur; M3	3
10.176.15	Tapón obturador p. arco mira fémur	10
10.176.16	Volvedor p. arco mira fémur; Ø 3,0 x 80 mm	2
10.176.17	Mang-guía de tornillo para arco mira fémur; Ø 10 x 90 mm	1
10.176.18	Casqu. de taladro para arco mira fémur; Ø 8,0 x 105 mm; lØ 4,2 mm	1
10.176.21	Casqu. de taladro para arco mira fémur; Ø 8,0 x 171 mm; lØ 1,8 mm	1
10.176.22	Casqu. de taladro para arco mira fémur; Ø 8,0 x 105 mm; lØ 3,3 mm	1
10.176.19	Mango protec. de tejido p. arco mira fémur s. rosca; Ø 10 x 149 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
10.176.20	Casqu. de taladro para arco mira fémur; Ø 10 x 40 mm; lØ 1,8 mm	1
10.261.16F	Instrumental de medida con gancho para fémur dist.; RM 110 mm	1
10.176.24	Broca helicoidal ACRA 4.0; espiral 55 mm; labio 2; longitud 305 mm; escala	1
10.176.23	Broca helicoidal ACRA 3.2; espiral 55 mm; labio 2; longitud 305 mm; escala	1
10.5086.10	Elevador del periostio; longitud 388 mm	1

Alambres		
6.061.16	Alambre de Kirschner con punto de trocar y extr. red.; Ø 1,6 x 280 mm; acero	5

Tambor perforado		
19.603.00	Tambor perforado con inserto para instrumental para set complem. fémur distal	1

Set Placa Fémur distal 4.5/5.5 ea HI arco inserción INSTRUMENTAL

N.º set 19.604.00




Ilustración 19.604.00  Hexágono interior